



IWAKIニュース

2024 No.3



ティッシュカルチャーコーナー

- 6well マイクロプレート EZSPHERE®SP トライアル販売品 リニューアル販売開始のご案内

ウェアコーナー

- 透視度計・ガラス管本体の全高寸法変更について

2024年3月

テ | イ | ツ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

販売開始

6well マイクロプレート EZSPHERE®SP トライアル販売品 リニューアル販売開始のご案内

6well マイクロプレートの形状リニューアルにともない、下記の通り EZSPHERE®SP トライアル販売品のリニューアル品を販売開始いたします。

記

1. 対象製品

品種コード	品名	内袋 入数	箱 入数	標準価格 (円/箱)	リニューアル前 品種コード
TCI-4810-903SP-N	EZSPHERE®SP 6well マイクロプレート (トライアル販売品)	1	5	27,500	TCI-4810-903SP

リニューアル前の製品(TCI-4810-903SP)は完売いたしました。

2. 販売開始日

2024年1月22日

6well マイクロプレートのリニューアル形状は下記をご参照ください。

https://iwaki.atgc.co.jp/div/rika/pdf/AGC_IWAKI_6well_Microplates_web.pdf

以上

2024年3月

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |
└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

仕様変更

透視度計・ガラス管本体の全高寸法変更について

下記の透視度計用ガラス管 2 品種につきまして、一部寸法を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。なお、ウェブサイトのカタログ表記では変更済みとなっております。

記

2021 年版カタログ 掲載ページ	品種コード	品名	変更点・全高寸法(mm)	
			変更前	変更後
237	5930TO-P30	透視度計用ガラス管 30 度(cm)用	325	330
237	5930TO-P50	透視度計用ガラス管 50 度(cm)用	525	530

以上

2024年3月