



研究応援キャンペーン2022

**50%
OFF**

安心、信頼、快適の

日本製

細胞培養用マイクロプレート

 キャンペーン期間 **2022年12月1日(木)～2023年2月28日(火)**【ご注文まで】

2箱以上(どれでも)ご注文で、50%OFFにてご提供します! 是非この機会にご検討ください。
ご注文の際は、裏面のキャンペーン専用注文書にてお願いします。

キャンペーン対象製品

細胞培養用マイクロプレート

- 浮遊性細胞用
6well・24well・48well・96well (F) の4種類
- 付着性細胞用(接着性細胞用)
6well・12well・24well・48well・96well (F)・96well (U) の6種類

IWAKIの細胞培養用マイクロプレートは、使いやすい!

その1 持ちやすい

プレートを持ち上げる際、プレート側面のギザギザ部分を持つことで、誤って蓋のみを持ち上げる事を防止できます。

その2 クロスコンタミ防止

独立ウエル(チムニータイプ)と、一方向のみに蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーション防止に有効です。

その3 観察しやすい

細胞培養面は、傷が少なく、平滑性にも優れています。


 プレート裏面側
ギザギザ部分


独立ウエル設計

ノンパロジェニック

放射線滅菌済

品種コード	品名	箱入数	標準価格 (円/箱)	キャンペーン価格 (円/箱)
1810-006 (※)	浮遊性細胞培養用6wellマイクロプレート	50	22,000	11,000
1820-024	浮遊性細胞培養用24wellマイクロプレート	50	27,500	13,750
1830-048	浮遊性細胞培養用48wellマイクロプレート	50	28,600	14,300
1860-096	浮遊性細胞培養用96wellマイクロプレート	50	25,300	12,650
3810-006 (※)	付着性細胞培養用6wellマイクロプレート	50	23,100	11,550
3815-012	付着性細胞培養用12wellマイクロプレート	50	25,300	12,650
3820-024	付着性細胞培養用24wellマイクロプレート	50	29,700	14,850
3830-048	付着性細胞培養用48wellマイクロプレート	50	28,600	14,300
3860-096	付着性細胞培養用96well(平底)マイクロプレート	50	25,300	12,650
3870-096	付着性細胞培養用96well(U底)マイクロプレート	50	25,300	12,650

材質: ポリスチレン

※6wellマイクロプレート(1810-006、3810-006)については、ある程度の在庫数量をご用意しておりますが、リニューアル予定の為、在庫限り販売中止とさせていただきます。

6wellマイクロプレート・リニューアル製品の販売開始については、準備ができましたら、ご案内させていただきます。

◎キャンペーンご注文時、裏面の簡単なアンケートにお答えいただくと、
抽選で毎月10名様(合計30名様)へ**遠沈管100mL MyPack®**をプレゼント!

ご存知ですか?
IWAKIの100mL自立遠沈管
便利! 使い易い! と好評です

品種コード	容量	材質 (本体/CAP)	目盛	包装	箱入数		標準価格 (円/箱)
					本/内袋	本/箱	
2355-100-MYP	100mL自立	PP/HDPE	レーザーマーカー目盛	バルク包装	5	30	8,400

PP: ポリプロピレン HDPE: 高密度ポリエチレン



キャンペーン専用注文書 (2022年12月1日～2023年2月28日)

◎ 太線枠にご記入頂き、販売店へご依頼ください。

お客様による自筆ご注文 販売店による代筆ご注文

【ご注文日：202 年 月 日】

ご施設名		ご所属	
お名前		TEL	() -
ご住所	(〒 -)		
利用販売店		(支店・営業所)	担当名

◎ ご注文の合計が、2箱以上になるように数量をご記入ください。

No.	品種コード	マイクロプレートについて、現在ご使用のメーカーはどちらですか？ ※必ずご記入ください。	ご注文箱数	処理欄
1	1810-006	IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う		
2	1820-024	IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う		
3	1830-048	IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う		
4	1860-096	IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う		
5	3810-006	IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う		
6	3815-012	IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う		
7	3820-024	IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う		
8	3830-048	IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う		
9	3860-096	IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う		
10	3870-096	IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う		
合計				

◎ 簡単なアンケートにお答えください。□に✓を入れてください。(製品をご使用になられるお客様による回答をお願いします。)

①弊社製品 (IWAKI) または、他社ブランドマイクロプレートを購入する際、重要視されている項目は？ (2項目まで選択可能)

細胞接着性 平坦度 観察し易さ(透明度、キズが無い) 持ちやすさ 蓋の開閉がスムーズ
継続使用 価格 ブランド 日本製 納期 その他 ()

②弊社製品 (IWAKI) 以外で、ご使用中の細胞培養用マイクロプレートのメーカーは？ (複数選択可能)

Corning Falcon グライナー 住友ベークライト
ThermoScientific・Nunc ビオラモ(アズワン) その他 ()

◎ プレゼント抽選応募について (応募される場合は、□に✓を入れ、E-mailアドレスをご記入ください。当選時にご連絡させていただきます。)

プレゼント抽選に応募する

E-mailアドレス： _____

- お一人様何回でもご応募できますが、当選は締切毎に1回までとなります。
- お名前・ご連絡先等のご記入に不足がある場合、無効とさせていただきます。
- 販売店の代理応募は無効となります。
- 厳正な抽選の上、賞品の発送をもって、発表に代えさせていただきます。

【弊社使用欄】

得意先	納入先	摘要	出荷日

(注)本注文書にご記入頂きましたお客様の個人情報は、弊社営業担当または弊社販売店からの訪問情報として利用致します。

- 本キャンペーンリーフレットに記載されている標準価格は、2022年12月1日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しては、予告なく変更する場合がございます。
- 本キャンペーンリーフレットに記載の標準価格・キャンペーン価格等の表現は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しましては、代理店・販売店へお見積をご依頼ください。