



# 50%OFF!

# IWAKI

## 細胞培養用マイクロプレート キャンペーン

キャンペーンご注文期間 **2023年9月1日(金) ~ 2023年11月30日(木)**

対象製品を**2箱以上**(組み合わせ自由)ご注文で**50%OFF**にて提供いたします!  
ご注文の際は裏面のキャンペーン専用注文書よりお願いいたします。

### IWAKI細胞培養用マイクロプレートの特長

- 独立ウェル(チムニー構造)と同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーション防止に有効です。
- 培養面に傷が少なく、平滑性にも優れています。
- 蓋の開閉がスムーズで使用感が良好です。



独立ウェル設計



### 6ウェルマイクロプレートは新形状にリニューアルしました! 使いやすさはそのまま、測定装置への適合範囲が広がりました。

- 本体左側に角を付け、グリップ形状からシボ形状に変更したことで、測定装置に適合しやすくなりました。
- 本体がフットプリントが全周床につく形状になり、装置内部のCO<sub>2</sub>濃度や温度を安定保持しやすくなりました。



### キャンペーン対象製品

ノンバイロジェニック

放射線滅菌済

品種コード	品名	箱入数(個)	標準価格(円/箱)	キャンペーン価格(円/箱)
1810-006N	マイクロプレート(浮遊性細胞培養用, 表面処理なし)6well	45	21,600	<b>10,800</b>
1820-024	マイクロプレート(浮遊性細胞培養用, 表面処理なし)24well	50	29,200	<b>14,600</b>
1830-048	マイクロプレート(浮遊性細胞培養用, 表面処理なし)48well	50	30,400	<b>15,200</b>
1860-096	マイクロプレート(浮遊性細胞培養用, 表面処理なし)96well	50	26,900	<b>13,450</b>
3810-006N	マイクロプレート(付着性細胞培養用, 表面処理済)6well	45	22,500	<b>11,250</b>
3815-012	マイクロプレート(付着性細胞培養用, 表面処理済)12well	50	26,900	<b>13,450</b>
3820-024	マイクロプレート(付着性細胞培養用, 表面処理済)24well	50	31,500	<b>15,750</b>
3830-048	マイクロプレート(付着性細胞培養用, 表面処理済)48well	50	30,400	<b>15,200</b>
3860-096	マイクロプレート(付着性細胞培養用, 表面処理済)96well	50	26,900	<b>13,450</b>

材質: ポリスチレン



キャンペーンご注文時、裏面の簡単なアンケートにお答えいただくと  
抽選で20名様へ**ディッシュ・プレート用 セルスクレーパー 内箱1箱(25本)**をプレゼント!

隠れた...?  
ベストセラー製品です

放射線滅菌済

品種コード	適用品種	サイズ(mm)	
		ブレード幅	全長
9000-220	ディッシュ・プレート用	13	220

材質: 本体/ABS樹脂 ブレード/シリコンゴム



# AGC

AGCテクノグラス株式会社

# 細胞培養用マイクロプレート キャンペーン専用注文書 (2023年9月1日～2023年11月30日)

## ■ 太枠内にご記入の上販売店へご依頼ください。

お客様による自筆  販売店による代筆

【ご注文日：2023 年 月 日】

ご施設名		ご所属	
お名前		TEL	( ) -
ご住所	(〒 - )		
利用販売店		(支店・営業所)	担当者名

## ■ ご注文の合計が2箱以上になるように数量をご記入ください。

品種コード	ご使用中のマイクロプレートのメーカー(必ず□に✓をご記入ください)	ご注文箱数	処理欄
1810-006N	<input type="checkbox"/> IWAKI <input type="checkbox"/> その他(メーカー名 ) <input type="checkbox"/> 新規使用		
1820-024	<input type="checkbox"/> IWAKI <input type="checkbox"/> その他(メーカー名 ) <input type="checkbox"/> 新規使用		
1830-048	<input type="checkbox"/> IWAKI <input type="checkbox"/> その他(メーカー名 ) <input type="checkbox"/> 新規使用		
1860-096	<input type="checkbox"/> IWAKI <input type="checkbox"/> その他(メーカー名 ) <input type="checkbox"/> 新規使用		
3810-006N	<input type="checkbox"/> IWAKI <input type="checkbox"/> その他(メーカー名 ) <input type="checkbox"/> 新規使用		
3815-012	<input type="checkbox"/> IWAKI <input type="checkbox"/> その他(メーカー名 ) <input type="checkbox"/> 新規使用		
3820-024	<input type="checkbox"/> IWAKI <input type="checkbox"/> その他(メーカー名 ) <input type="checkbox"/> 新規使用		
3830-048	<input type="checkbox"/> IWAKI <input type="checkbox"/> その他(メーカー名 ) <input type="checkbox"/> 新規使用		
3860-096	<input type="checkbox"/> IWAKI <input type="checkbox"/> その他(メーカー名 ) <input type="checkbox"/> 新規使用		

## ■ 簡単なアンケートにご回答をお願いいたします。□に✓をご記入ください。

(製品をご使用になられるお客様による回答をお願いします。)

### ① マイクロプレートを購入する際、重要視されている項目は?(2項目まで選択可)

細胞接着性  平坦度  透明度・傷が少ない  持ちやすさ  蓋のはめやすさ  
 継続使用  価格  納期  ブランド  日本製  その他( )

### ② 細胞培養関連製品の情報収集の際によくご利用になるものは?(複数選択可)

販売店への問合せ  メーカーウェブサイト  その他ウェブサイト( )  
 学会・展示会  製品カタログ  論文・文献  他の研究者からのおすすめ  
 その他( )

プレゼント抽選に応募される場合は□に✓を入れ、e-mailアドレスをご記入ください。(当選時にご連絡させていただきます。)

抽選に応募 e-mailアドレス:

●お一人様何回でもご応募できますが、当選は1回までとなります。  
●お名前・ご連絡先等のご記入に不足がある場合、無効とさせていただきます。  
●販売店の代理応募は無効となります。  
●厳正な抽選の上、当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

【注意事項】本注文書にご記入いただきましたお客様の個人情報は、弊社営業担当または弊社販売店からの訪問情報として利用いたします。

- 本キャンペーンリーフレットに記載されている標準価格は、2023年8月1日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しましては、予告なく変更する場合がございます。
- 本キャンペーンリーフレットに記載の標準価格・キャンペーン価格等の表現は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しましては、代理店・販売店へお見積をご依頼ください。

### 【弊社使用欄】

得意先	納入先	摘要	出荷日

**AGC** AGCテクノグラス株式会社

コンシューマ本部 営業部 サイテック営業グループ

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-42-20

https://www.atgc.co.jp/div/rika/

TEL 03-5627-3832 FAX 03-5627-3837