

お客様各位

2025年3月

No. 25-TC-2

AGCテクノグラス株式会社

コンシューマ本部営業部

サイテック営業グループ

EZSPHERE®SP マイクロプレート 3 品種トライアル販売開始のお知らせ

EZSPHERE®SP を購入検討中のお客様用サンプルである 6 タイプの微細ウェルを加工したマイクロプレート(EZ-TRY)2 品種および微細ウェルタイプ 903 の 12 ウェルマイクロプレートについて、お客様からご好評いただいております。製品ラインアップ追加のご要望も増加していることから、トライアル販売を実施させていただくことになりました。

記

1. 対象製品

品種コード	品名	内袋 入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
TCI-4810-EZ-TRY-SP-N	EZSPHERE®SP マイクロプレート 6well EZ-TRY	1	5	27,500
TCI-4820-EZ-TRY-SP	EZSPHERE®SP マイクロプレート 24well EZ-TRY	1	5	29,000
TCI-4815-903SP	EZSPHERE®SP マイクロプレート 12well, Type903	1	5	29,000

EZ-TRY は 6 タイプ(900-905)の微細ウェルがひとつのプレートに加工されているため、最適な微細ウェルタイプの選定にお使
 いただけます。

微細ウェルサイズおよびプレート1ウェルあたりの微細ウェル数


タイプ	微細ウェルサイズ (口径×深さ)	微細ウェル数 (6ウェルプレート)	微細ウェル数 (24ウェルプレート)
900	400-600 × 100-300μm	2,700個	470個
901	250 × 100μm	10,600個	1,840個
902	450 × 200μm	2,700個	470個
903	950 × 400μm	1,300個	210個
904	1,000 × 350μm	700個	120個
905	1,600 × 800μm	260個	45個

微細ウェル数と微細ウェルサイズは目安の数字です。保証値ではありません。

6種類の微細ウェルが加工された6ウェルプレート



6種類の微細ウェルが加工された24ウェルプレート



2. 販売開始日

2025年3月19日

3. トライアル販売品と通常販売品の違い

・納期

基本的にトライアル販売品と通常販売品との違いはございません。トライアル販売品も在庫を持っております。

・品質保証

トライアル販売品には品質保証が付きません。ただし、通常販売品と同等の試験を実施しており、「検査証明書 (Certificate of Analysis)」の発行が可能です。*通常販売品の場合は「品質証明書 (Certificate of Quality)」を発行しております。

・滅菌

トライアル販売品も通常販売品と同等の滅菌処理をしております。ただし、無菌性補償水準(SAL 値)は設定して
 おりません。通常販売品の EZSPHERE®SP の場合、参考として SAL10⁻⁶ と設定しております。

4. その他

スフェロイド形成培養用容器 EZSPHERE®SP/EZSPHERE®, EZ-BindShut® II パンフレットに当該トライアル販売品を掲
 載いたしました。弊社ウェブサイトの IWAKI news お知らせページに PDF ファイルを掲載しております。