

【別紙】

2026年7月

AGCテクノグラス株式会社

コンシューマ本部 サイテック営業グループ

試薬びん仕様変更・新品種コード

口サイズ (色)	容量 (mL)	既存品		新品種コード製品	
		品種コード	高さ(mm)	新品種コード	高さ(mm)
細口 (白)	30	1505S-BT30N	76.0	1505S-BT30NN	70.0
	60	1505S-BT60N	90.0	1505S-BT60NN	83.0
	120	1505S-BT120N	114.0	1505S-BT120NN	107.0
	250	1505S-BT250N	137.5	1505S-BT250NN	134.0
	500	1505S-BT500N	164.0	1505S-BT500NN	164.0
	1000	1505S-BT1000N	208.5	1505S-BT1000NN	208.5
細口 (茶)	30	51505S-BT30N	76.0	51505S-BT30NN	70.0
	60	51505S-BT60N	90.0	51505S-BT60NN	83.0
	120	51505S-BT120N	114.0	51505S-BT120NN	107.0
	250	51505S-BT250N	137.5	51505S-BT250NN	134.0
	500	51505S-BT500N	164.0	51505S-BT500NN	164.0
	1000	51505S-BT1000N	208.5	51505S-BT1000NN	208.5
広口 (白)	30	1585S-BT30N	67.0	1585S-BT30NN	70.0
	60	1585S-BT60N	83.0	1585S-BT60NN	83.0
	120	1585S-BT120N	105.0	1585S-BT120NN	107.0
	250	1585S-BT250N	133.5	1585S-BT250NN	134.0
	500	1585S-BT500N	159.0	1585S-BT500NN	164.0
	1000	1585S-BT1000N	208.0	1585S-BT1000NN	208.5
広口 (茶)	30	51585S-BT30N	67.0	51585S-BT30NN	70.0
	60	51585S-BT60N	83.0	51585S-BT60NN	83.0
	120	51585S-BT120N	105.0	51585S-BT120NN	107.0
	250	51585S-BT250N	133.5	51585S-BT250NN	134.0
	500	51585S-BT500N	159.0	51585S-BT500NN	164.0
	1000	51585S-BT1000N	208.0	51585S-BT1000NN	208.5

※高さ(mm)は本体のみ

以上