

お客様各位

2026 年 8 月

No. 26-TW-13

AGC テクノグラス株式会社

コンシューマ本部 営業部

サイテック営業グループ

共通摺り合わせ三角フラスコ（白・茶）寸法仕様変更の件

拝啓

貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、共通摺り合わせ三角フラスコ（白・茶）の一部品種につきまして、下記のとおり寸法仕様を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品および変更内容

以下呼び容量の品種につきまして、外径寸法（最大径部分）を変更させていただきます。

対象品種コードおよび仕様詳細は別添リストをご参照くださいますようお願いいたします。

<呼び容量>	<変更前>		<変更後>
200mL	φ 81		φ 79
300mL	φ 91	⇒	φ 87
500mL	φ 108		φ 105
1000mL	φ 133		φ 131

（その他の規格・価格・品種コードの変更はございません。）

2. 販売開始時期

現行品は在庫がなくなり次第販売を中止し、変更品の販売を開始いたします。

以上



別紙) 共通摺り合わせ三角フラスコ (白・茶) 寸法仕様変更品種リスト

変更前			変更後	
品種コード	外径×全高 mm	摺規格	外径×全高 mm	摺規格
5000FK200-19	φ81×153	TS19/38	φ79×153	TS19/38
5000FK200-24	φ81×143	TS24/40	φ79×143	TS24/40
5000FK200-29	φ81×142	TS29/42	φ79×142	TS29/42
5000FK300-19	φ91×163	TS19/38	φ87×163	TS19/38
5000FK300-24	φ91×160	TS24/40	φ87×160	TS24/40
5000FK300-29	φ91×155	TS29/42	φ87×155	TS29/42
5000FK500-24	φ108×182	TS24/40	φ105×182	TS24/40
5000FK500-29	φ108×179	TS29/42	φ105×179	TS29/42
5000FK1000-24	φ133×230	TS24/40	φ131×230	TS24/40
5000FK1000-29	φ133×225	TS29/42	φ131×225	TS29/42
55000FK200-19	φ81×153	TS19/38	φ79×153	TS19/38
55000FK200-24	φ81×145	TS24/40	φ79×145	TS24/40
55000FK200-29	φ81×142	TS29/42	φ79×142	TS29/42
55000FK300-19	φ91×163	TS19/38	φ87×163	TS19/38
55000FK300-24	φ91×160	TS24/40	φ87×160	TS24/40
55000FK300-29	φ91×155	TS29/42	φ87×155	TS29/42
55000FK500-24	φ108×185	TS24/40	φ105×185	TS24/40
55000FK500-29	φ108×179	TS29/42	φ105×179	TS29/42
55000FK1000-24	φ133×225	TS24/40	φ131×225	TS24/40
55000FK1000-29	φ133×225	TS29/42	φ131×225	TS29/42



現行品は在庫がなくなり次第販売を中止し、変更品の販売を開始いたします。