


IWAKI

6Well マイクロプレート
リニューアル!安心、信頼、快適の
日本製


お客様の声にお応えして、使いやすさはそのまま、新形状にリニューアル!
6wellプレート本体に角が付いて、測定装置への適合範囲が広がりました。

Point! 一部形状変更により、測定装置・自動装置へ適用

- ① プレート本体を「角あり」に設計変更
- ② プレート本体のフットプリントが全周、床に付く形状になり、装置内部のCO₂濃度を安定保持
- ③ プレート本体のグリップ部分が無くなり、表面シボ加工

Point! 高品質、使いやすさは、そのまま

- ポリスチレン素材の材質
- 品質保証項目
- 接着細胞用の表面処理方法
- ふたの開閉がスムーズ
- ウェル内の培養面積
- 培養面が綺麗で撮影良好



現行製品



2023年1月 販売開始!

ノンパロジェニック

放射線滅菌済

新・品種コード	品名	内箱入数	外箱入数	メーカー希望小売価格(円/箱)
3810-006N	マイクロプレート(付着性細胞培養用,表面処理済) 6well	1	45	22,500
3810-006N-MYP	マイクロプレート(付着性細胞培養用,表面処理済) 6well MyPack [®]	1	10	6,000
1810-006N	マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 6well	1	45	21,600
1810-006N-MYP	マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 6well MyPack [®]	1	10	5,800

MADE IN JAPAN 上記製品はすべて国内製造しています。

裏面もご覧ください


横河電機社・イメージサイトメーター
CellVoyager CQ1を
ご使用中のお客様へお知らせです!



横河電機社より、情報ご提供

共焦点定量イメージサイトメーター CellVoyager CQ1での **IWAKI**リニューアル・6wellマイクロプレート使用について


共焦点定量イメージサイトメーター CellVoyager CQ1



CQ1に、リニューアル6wellマイクロプレートをセット(CQ1本体内部)

★使用可能に!

リニューアル・6wellマイクロプレートは、プレート左側の角が付き、CQ1に搭載可能になりました。



現行弊社 6well マイクロプレートをご使用中のお客様へ
新規でご検討のお客様へ

リニューアル・6well マイクロプレートのサンプルをご用意しております。

弊社製品をご購入頂いている販売店へお申し付けください。
または弊社HPからも、お申込み頂けます。

IWAKI品質を
お試しください!



IWAKI サイトテック



<https://atgc.co.jp/div/rika>



お問い合わせや、
サンプルのご要望などは、
弊社HPよりお申し込みください。

- リーフレットに記載されているメーカー希望小売価格は、2023年1月10日時点のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しては、予告なく変更する場合がございます。
- リーフレットに記載のメーカー希望小売価格等の表現は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しては、代理店・販売店へお見積をご依頼ください。

AGC AGCテクノグラス株式会社

コンシューマ本部 営業部 サイトテック営業グループ
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-42-20
<https://www.atgc.co.jp/div/rika/>
TEL 03-5627-3832 FAX 03-5627-3837