




EZSPHERE® SP 品種追加トライアル販売開始

IWAKI

EZSPHERE® SPにはスフェロイド形成用の微細ウエルが**6タイプ**あるため、さまざまな3次元培養の用途で使用されています。お客様のご要望にお応えして、がんスフェロイドやオルガノイド作製に最適な微細ウエルである**タイプ903**、**タイプ904**のEZSPHERE® SPを、使い勝手の良い6-ウエルプレートをご用意しました。





微細ウエルと低接着コート





スフェロイド/3次元細胞塊

Type 903



Type 904




New Products!

品種コード	品名	微細ウエル数	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
TCI-4810-903SP	6-well plate EZSPHERE® SP Type 903	およそ1,300個	1	5	27,500
TCI-4810-904SP	6-well plate EZSPHERE® SP Type 904	およそ700個	1	5	27,500

無償サンプルをご用意しています

無償サンプルEZ-TRYは、6タイプ全ての微細加工がひとつのプレートに形成されているため、最適な微細ウエルタイプの選定にお使いいただけます。

Type	およその微細ウエルサイズ (口径×深さ)	およその微細ウエル数 (6-well plate)	およその微細ウエル数 (24-well plate)
900	400~600 × 100~300 μm	2,700 個	470 個
901	250 × 100 μm	10,600 個	1,840 個
902	450 × 200 μm	2,700 個	470 個
903	950 × 400 μm	1,300 個	210 個
904	1,000 × 350 μm	700 個	120 個
905	1,600 × 800 μm	260 個	45 個



① Type 901 ② Type 900 ③ Type 902
④ Type 903 ⑤ Type 904 ⑥ Type 905

6-ウエルと24-ウエルプレートを
ご用意しています

品種コード	品名
TCI-4810-EZ-TRY-SP	6-well plate EZ-TRY
TCI-4820-EZ-TRY-SP	24-well plate EZ-TRY

- 本リーフレットに記載されている標準価格は、2023年3月1日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しては、予告なく変更する場合がございます。
- 本製品価格表に記載の標準価格は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しては、代理店・販売店へお見積りをご依頼ください。