



食品衛生法適合培養容器

CultiFood™



培養肉研究の現場に、食衛法適合の安心容器登場！

培養肉（細胞性食品）技術は、動物から採取した細胞を増やし、立体的な「肉」の構造を作るテクノロジーで、このプロセスでは、食品分野での安全性に配慮した取り扱いが望めます。

CultiFood™は、食品衛生法のポジティブリストに適合した原材料を用いた「培養肉をはじめとする食品の研究用途向け」培養容器です。



食衛法適合の
培養容器で
安全・効率的な
研究を
サポート！

製品の特長

- ① 食品衛生法の定めるポジティブリストに適合した原材料を使用
- ② 食品、添加物等の規格基準に定められた試験*に合格
 - * 食品衛生法第18条 食品、添加物等の規格基準第3 器具及び容器包装Dの2の(1)及びDの2の(2)の5
- ③ 放射線滅菌済
- ④ ノンパイロジェニック

ノンパイロジェニック

放射線滅菌済

品種コード	品名	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
3020-100-CF	食品衛生法適合培養容器 CultiFood™ 附着性細胞用ディッシュ100mm	10	300	65,800
3810-006N-CF	食品衛生法適合培養容器 CultiFood™ 附着性細胞用マイクロプレート6well	1	45	28,300

品質証明書 (CoQ) をご用意しています。
試験項目や詳しい規格については、裏面の「品質証明書 (CoQ) のご案内」をご覧ください。

材質：ポリスチレン



品質証明書 (CoQ) のご案内

CultiFood™では、食品衛生法の規格に適合していること証明する品質証明書 (CoQ) をご用意しています。弊社ウェブサイトから品種コード・ロット番号の他、必要事項をご入力の上ダウンロードしてください。

品質証明書 (CoQ) 見本

品質証明書 (CoQ) 見本

AGC

品種コード: 3020 100-CP
ロット番号: 0000000000
製品名: CultiFood™ 培養細胞用 ディッシュ 100mm

表記製品について、当社基準の検査結果が以下の通りであることを証明する。
また表記製品の使用期限は未開封状態で、製造日から5年とする。

製品材質:
本体: ポリスチレン
蓋: ポリスチレン

本製品に用いる原料樹脂 (基材および添加剤) はすべて食品衛生法の定めるポジティブリストに適合しています。

製品:
本製品は食品、添加物等の規格基準に定められた試験に合格しています。
試験条件: 食品衛生法第18条 食品、添加物等の規格基準第3
器具及び容器包装Dの2の(1)及びDの2の(2)の5
(令和2年12月4日付厚生労働省告示第380号改正)
使用温度: 100℃以下

製造日: 9999/99/99

滅菌:
- 放射線滅菌済み
SAL (無菌性保証水準) 10^{-6} (参考値)
* SAL値は、製品とプロセスの管理条件と材料材料量に基づいた値であり、製品個々の無菌性を判断するものではありません。

表面処理:
本製品は、特殊表面処理を施すことにより培養面を親水性に改良し、細胞の付着性を向上させています。下記は表記製品ロットからサンプリングされた製品による検査結果。
表面処理検査:

エンドトキシンレベル:
下記は定期的にサンプリングされた製品による評価結果。
エンドトキシンレベル: ** (※本要約/一般試験法(エンドトキシン試験法)を参考にして定められた試験法にて評価)

その他:
下記は表記製品ロットからサンプリングされた製品による検査結果。

検査項目	判定
外観	
包装	

AGCテクノグラス株式会社
CSR室 品質保証部
コンシューマグループ

AGC TECHNO GLASS CO., LTD.

製品材質:

本体: ポリスチレン
蓋: ポリスチレン

本製品に用いる原料樹脂 (基材および添加剤) はすべて食品衛生法の定めるポジティブリストに適合しています。

製品:

本製品は食品、添加物等の規格基準に定められた試験に合格しています。

試験条件: 食品衛生法第18条 食品、添加物等の規格基準第3
器具及び容器包装Dの2の(1)及びDの2の(2)の5
(令和2年12月4日付厚生労働省告示第380号改正)
使用温度: 100℃以下

品質証明書 (CoQ) の
ダウンロードはこちら



AGC テクノグラス株式会社は 「培養肉未来創造コンソーシアム」に参画しています！

弊社は「培養肉未来創造コンソーシアム」に参画し、培養肉研究の信頼性向上とスムーズな社会受容に貢献することを目指しています。



培養肉未来創造
コンソーシアム

- 本キャンペーンリーフレットに記載されている標準価格は、2026年2月20日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しましては、予告なく変更する場合がございます。
- 本キャンペーンリーフレットに記載の標準価格・キャンペーン価格等の表現は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しましては、代理店・販売店へお見積をご依頼ください。

AGC AGCテクノグラス株式会社

コンシューマ本部 営業部 サイトテック営業グループ

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-42-20

<https://iwaki.atgc.co.jp>

TEL 03-5627-3832 FAX 03-5627-3837

