

テ | イ | ツ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

販売開始

新ディスポーザブル・プラスチックピペット(ペーパープラスチック包装)

販売開始のお知らせ

1. 販売製品と販売時期：

品種コード	品名	箱入数	標準価格 (円/箱)	標準単価 (円/本)	販売開始時期
7153-005	プラスチックピペット 5mL(ペーパープラスチック包装)	400	35,200	88.00	2014年6月9日より 販売開始
7154-010	プラスチックピペット 10mL(ペーパープラスチック包装)	400	36,800	92.00	
7155-025	プラスチックピペット 25mL(ペーパープラスチック包装)	200	24,600	123.00	

2. 製品仕様：

- ①ポリスチレン製のディスポーザブルピペットで、放射線滅菌済みです。
- ②マウスピース部に綿栓がついています。
- ③先端部分は、目盛り部分と一体成型です(除く 25mL)。
- ④箱前面からピペットを取り出せるよう、ミシン目をつけました。箱を積み重ねてご使用頂けます。
- ⑤エンドトキシンレベル：< 0.5EU/ml
- ⑥Non-cytotoxic
- ⑦DNase、RNase、DNA フリー
- ⑧容量精度は、ロット毎に±1%以内に入っていることを確認済みです。
- ⑨容量・目盛り・全長は、下記の通りです。

品種コード	容量(mL)	包装形態	カラーコード	1目盛 (mL)	マイナス目盛 (mL)	全長 (mm)	内袋入数 (本)	箱入数 (本)
7153-005	5	個包装	青	0.1	-3	338	100	400
7154-010	10		橙	0.1	-3	339	100	400
7155-025	25		赤	0.2	-9	343	50	200

2014年7月吉日

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |

変 更自動ビューレット仕様変更のお知らせ

自動ビューレット全品種につきまして、一部仕様を変更させていただきます。

2013 カタログ掲載 ページ	対象品種
170~175	自動ビューレット本体 10~50ml 全品種 (平面ジョイント式・ゴム栓式・青筋入・ガラスコック付・テフロンコック付・白・茶)


【変更点】

一部使用している素管の外径を変更させていただきます。

- 枝管外径: $\phi 8 \Rightarrow \phi 9$
- 脚管外径: $\phi 8 \Rightarrow \phi 9$

その他の仕様(材質、容量精度等)、ならびに標準価格
につきましての変更はございません。

在庫無くなり次第、順次変更とさせていただきます。



2014年7月吉日

価格改定

Thermo Fisher Scientific 社製品価格改定のお知らせ

販売元の Thermo Fisher Scientific 社より価格改定の連絡がございましたので、ご案内申し上げます。

1. 価格改定日 :2014 年 7 月 1 日以降お見積りご依頼分より変更とさせていただきます。

2. 価格改定対象サービス
 - ① フィンピペット サービスパッケージ
 - ② その他のサービス(特殊ピペット:Finnpipette マルチステッパー、バリチャンネル、EMP など)
 - ③ ISO 校正サービス(スポットサービス)
 - ④ ISO 校正サービス バリデーションサポート(年間契約、10 本以上)

※改定内容の詳細は別添資料をご参照ください。

2014年7月吉日

【Thermo Fisher Scientific 社 ピペット修理・ISO 校正サービス料金改定内容】
1) フィンピペット サービスパッケージ

コース		現料金	新料金
シングルチャンネル	S C P 1	¥4,800	¥5,300
	S C P 2	¥8,200	¥9,100
	S C P 3	¥15,000	¥16,500
マルチチャンネル	M C P 1	¥7,800	¥8,600
	M C P 2	¥18,000	¥19,800
	M C P 3	¥25,000	¥27,500

2) その他のサービス(特殊ピペット: Finnpiquette マルチステッパー、バリチャンネル、EMP など)

*サービス料金は①+②+③の合計になります。

	シングルチャンネル		マルチチャンネル	
	現料金	新料金	現料金	新料金
①基本料金	¥2,500 (電動 ¥3,500)	¥2,800 (電動 ¥3,900)	¥3,500	¥3,900
②検定料金	¥3,000	¥3,300	¥3,000	¥3,300
③パーツ代	交換が必要なパーツ代			

3) ISO 校正サービス(スポットサービス)

*下記料金には ISO 校正証明書代金を含みます。パーツ代は別途となります。

	検定	修理後のみ(1回)		修理前後(2回)		修理後のみ(1回)		修理前後(2回)	
		現料金	新料金	現料金	新料金	現料金	新料金	現料金	新料金
コース		¥11,500	¥12,700	¥13,700	¥15,200	¥18,000	¥19,900	¥22,300	¥24,600
パーツ代		交換が必要なパーツ代							

4) ISO 校正サービス バリデーションサポート(年間契約、10本以上)

*下記料金には契約内の消耗品および ISO 校正証明書代金を含みます。

	コース	点検後のみ(1回)		点検前後(2回)		点検後のみ(1回)		点検前後(2回)	
		現料金	新料金	現料金	新料金	現料金	新料金	現料金	新料金
	年1回	¥8,900	¥9,800	¥11,000	¥12,100	¥16,100	¥17,800	¥20,900	¥23,000
	年2回	¥12,300	¥13,600	¥15,500	¥17,100	¥22,200	¥24,500	¥29,400	¥32,400

2014年7月1日以降のサービスご依頼分より変更とさせていただきます。

2014年7月吉日