



IWAKIニュース

2015 No. 8



ティッシュカルチャーコーナー

- プラスチックピペット・遠沈管キャンペーンのお知らせ
- 新製品マイクロプレートシリーズ 第3弾 アッセイプレート販売開始のお知らせ
- 新製品 EZSPHERE® SP 第3弾 販売開始のお知らせ

2015年8月吉日

テ	イ	ツ	シ	ユ	カ	ル	チ	ヤ	ー	コ	ー	ナ	ー
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

キャンペーン

プラスチックピペット・遠沈管キャンペーンのお知らせ

新シリーズ・プラスチックピペットと遠沈管につきまして、下記の通りキャンペーンを実施致します。

1. キャンペーン期間： 2015年7月～2015年8月31日まで(受注分まで)

2. キャンペーン対象製品とキャンペーン価格

品種コード	品名	内箱・内袋入数、 他	箱入数	標準価格 (円/箱)	キャンペーン 価格(円/箱)	2015年総合カタ ログ掲載ページ
7153-005	5mL プラスチックピペット	100本/内箱、 個包装	400	35,200	10,560	P83
7154-010	10mL プラスチックピペット	100本/内箱、 個包装	400	36,800	11,040	
7155-025	25mL プラスチックピペット	100本/内箱、 個包装	200	24,600	7,380	
2425-015	15mL 遠沈管	25本/内袋	500	22,400	7,840	P96

※キャンペーンリーフレットをご用意しています。

2015年8月吉日

販売開始**新製品マイクロプレートシリーズ****第3弾 アッセイプレート販売開始のお知らせ**

下記 384well アッセイプレートを販売開始致します。

1. 販売開始時期 : 2015年7月6日より

2. 販売開始製品:

品種コード	製品名	プレート色	箱入数 (枚)	標準価格 (円/箱)	2015年 総合カタログ 掲載ページ
3704-384	アッセイプレート(中結合能) 384well, 平底	白	50	35,000	29, 32

3. 製品情報

- ① 寸法表 : 2015年総合カタログ p27 に掲載
- ② 5枚入り/内袋包装

2015年8月吉日

新製品 EZSPHERE® SP 第3弾 販売開始のお知らせ

スフェロイド形成用培養容器 EZSPHERE®の新シリーズ製品を販売開始致します。

1. 販売開始時期：第3弾販売製品は、2015年7月6日より

2. 販売開始対象製品：

品種コード	製品名	バック 入数	箱入数	標準価格 (円/箱)	販売開始時期
4000-900SP	EZSPHERE® SP ディッシュ 35mm	1	10	45,000	2015年4月10日より 販売開始済み
4010-900SP	EZSPHERE® SP ディッシュ 60mm	1	10	48,000	
4020-900SP	EZSPHERE® SP ディッシュ 100mm	5	10	50,000	
4000-903SP	EZSPHERE® SP ディッシュ 35mm Type903	1	10	45,000	2015年5月20日より 販売開始済み
4000-904SP	EZSPHERE® SP ディッシュ 35mm Type904	1	10	45,000	
4810-900SP	EZSPHERE® SP マイクロプレート 6well	1	5	27,500	
4000-902SP	EZSPHERE® SP ディッシュ 35mm Type902	1	10	45,000	2015年7月6日より
4860-900SP	EZSPHERE® SP マイクロプレート 96well	1	5	30,000	

※2015 総合カタログ p42 に掲載

3. EZSPHERE®SP について

細胞培養容器の培養面に微細な穴(well)を施し、その培養面に AGC グループ独自の技術を用いた新しい低接着試薬をコートしています。

2015年8月吉日