



IWAKI ニュース

2015 No. 11



ティッシュカルチャーコーナー

- 新製品マイクロプレートシリーズ 第4弾 培養用プレート・ELISAプレート販売開始のお知らせ
- キャップインサート(クライオジェニックバイアル用)価格改定のお知らせ

ウェアコーナー

- ディスポーザブルガラス試験管シリーズ包装仕様変更ならびに「9837-1815」内箱入数変更のお知らせ

2015年11月吉日

テ	イ	ツ	シ	ユ	カ	ル	チ	ャ	ー	コ	ー	ナ	ー
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

販売開始

新製品マイクロプレートシリーズ

第4弾 培養用プレート・ELISA プレート販売開始のお知らせ

384well 培養用プレート(白)、384well ELISA プレート(白・黒)を販売開始致します。

1. 販売開始時期 : 2015年10月13日より

2. 販売開始製品:

品種コード	製品名	プレート色	箱入数 (枚)	標準価格 (円/箱)	総合カタログ 掲載ページ
3724-384	組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well, 平底	白	50	44,000	29,30
3712-384	エライサプレート(高結合能) 384well, 平底	白	50	38,500	29,32
3716-384	エライサプレート(高結合能) 384well, 平底	黒	50	38,500	29,32

3. 製品情報

- ① 寸法表 : 2015年総合カタログ p27 に掲載
- ② 各ウエル容量は125 μ L、ワーキングボリュームは30~80 μ Lです。

価格改定

キャップインサート(クライオジェニックバイアル用) 価格改定のお知らせ

仕入れ価格の高騰により、価格を改定させていただきます。

1. 価格改定時期 : 2015年11月2日より

2. 価格改定製品:

品種コード	製品名	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)	新・標準価格 (円/箱)	総合カタログ 掲載ページ
9780-500	キャップインサート(クライオジェニックバイアル用)	500	3,500	3,700	74

2015年11月吉日

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |

変更

ディスポーザブルガラス試験管シリーズ包装仕様変更ならびに「9837-1815」内箱入数変更のお知らせ

ディスポーザブル試験管シリーズに関しまして、輸送破損防止のため、包装仕様を変更致しました。また、同シリーズの「9837-1815」につきましては、内箱入数を変更しております。

1. 包装仕様変更 ディスポーザブルガラス試験管シリーズ全品種
(総合カタログ P156 9830-1007～9831-SIL)



<変更前> 一例

<変更後> 一例

緩衝材を現行のスポンジ・クッション材より、段ボール紙パッド材に変更させていただきます。

2. 内箱入数変更 9837-1815 のみ (他のディスポーザブル試験管の内箱入数の変更はございません)

品種コード	品名	現内箱入数 (本/内箱)	現内箱数 (箱/外箱)	外箱入数 (本/外箱)
9837-1815	ディスポーザブルガラス試験管 φ18×150mm (2015 総合カタログ P156)	250	2	500 (変更無し)
		新内箱入数 (本/内箱)	新内箱数 (箱/外箱)	
		125	4	

上記包装仕様変更・内箱入数変更に伴う製品規格・外箱入数・標準価格の変更はございません。現在庫が無くなり次第、順次切替とさせていただきます。

2015年11月吉日