



IWAKIニュース

2015 No. 12



ティッシュカルチャーコーナー

- 新ディスポーザブル・プラスチックピペット(ペーパープラスチック包装)追加発売のお知らせ

2015年12月吉日

テ | イ | ツ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

販売開始

新ディスポーザブル・プラスチックピペット（ペーパープラスチック包装）

追加発売のお知らせ

ご好評頂いております 新ディスポーザブル・プラスチックピペット(リーズナブルシリーズ、シャークマーク)の1mL、2mL、50mL を追加発売させていただきます。

既に販売しております 5mL、10mL、25mL サイズと合わせ全 6 種類が揃いました。

1. 販売開始時期 : 2015 年 11 月 5 日より

2. 販売開始製品:

品種コード	品名	内箱 入数	外箱 入数	標準価格 (円/外箱)	<参考> 標準単価 (円/本)
7151-001	プラスチックピペット 1mL(ペーパープラスチック包装)	200	800	47,200	59
7152-002	プラスチックピペット 2mL(ペーパープラスチック包装)	150	600	37,200	62
7156-050	プラスチックピペット 50mL(ペーパープラスチック包装)	40	160	52,800	330

3. 製品仕様 :

- ① ポリスチレン製のディスポーザブルピペットで、放射線滅菌済みです。
- ② マウスピース部に綿栓がついてます。
- ③ 先端部分は、目盛り部分と一体成型です(除く 50mL)。
- ④ 箱前面からピペットを取り出せるよう、シン目をつけました。箱を積み重ねてご使用頂けます。
- ⑤ エンドトキシンレベル : < 0.5EU/ml
- ⑥ Non-cytotoxic
- ⑦ DNase、RNase、DNA フリー
- ⑧ 容量・目盛り・全長は、別紙の通りです。

2015年12月吉日

製品仕様（続き）

品種コード	容量(mL)	包装形式	カラーコード	1目盛 (mL)	マイナス 目盛(mL)	全長(mm)	内箱入数	外箱入数
7151-001	1 ml	個包装	黄	0.01	-0.2	277	200	800
7152-002	2 ml		緑	0.02	-0.8	277	150	600
7156-050	50 ml		紫	0.5	6	343	40	160

<参考：既存販売品の製品仕様>

品種コード	容量(mL)	包装形式	カラーコード	1目盛 (mL)	マイナス 目盛(mL)	全長(mm)	内箱入数	外箱入数
7153-005	5	個包装	青	0.1	-3	338	100	400
7154-010	10		橙	0.1	-3	339	100	400
7155-025	25		赤	0.2	-9	343	50	200

※製品リーフレットをご用意しております。弊社製品販売店または弊社へご請求下さい。