

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |

仕様変更

丸底フラスコ 100ml 原産国変更に伴う仕様変更のお知らせ

原産国変更に伴い丸底フラスコ 100mL の一部仕様を変更致します。


2015 年度版 総合カタログ掲載頁	品種コード	品名
135	4280FK100	丸底フラスコ 100mL

【変更点等】

- 原産国 : 日本 ⇒ INDONESIA
- 寸法 (胴径×全高×首外径 mm)
: 65×126×22 ⇒ 65×126×20
- 外箱入数 : 60 ⇒ 10
- ゴム栓 No : 4 ⇒ 3*

※従来製品(ゴム栓 No4)のフラスコに No3 のゴム栓を装着されますと抜けなくなる場合がございますのでご注意ください。

品種コード・標準価格(単価)につきましての変更はございません
日本製品は完売につき、即日変更とさせていただきます。



2016年2月吉日

三角フラスコ 1000ml 仕様変更のお知らせ

原産国変更に伴い三角フラスコ 1000mL の一部仕様を変更致します。

2015 年度版 カタログ掲載頁	品名	現品種コード	現入数 個/外箱	新品种コード	新入数 個/外箱
136	三角フラスコ 1000mL	4980FK1000R	10	4980FK1000	6

【変更点等】

- 品種コード : 4980FK1000R ⇒ 4980FK1000
- 原産国 : GERMANY (ドイツ) ⇒ THAILAND (タイ)
- 寸法 (胴径×全高×首外径 mm)
: 131×220×42 ⇒ 133×215×45
- 入数 : 10 ⇒ 6
- ゴム栓 No : 14 ⇒ 15

標準価格(単価)・仕切掛率につきましては変更ございません。
GERMANY 製品は完売につき、即日変更とさせていただきます。

