

お知らせ

IWAKI サイテック 2016 年 総合カタログ発刊のご案内

IWAKI サイテック新総合カタログを発刊致しました。

カタログをご要望の場合は、弊社製品取り扱いの特約店または、弊社までお申し込み下さい。

テ | イ | ツ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

販売開始

新製品マイクロプレートシリーズ 第7弾 培養用プレート販売開始のお知らせ

384well ローボリュームマイクロプレート(アッセイ用)を販売開始致します。

1. 販売開始時期 : 2016 年 4 月 20 日より

2. 販売開始製品:

品種コード	製品名	プレート色	箱入数 (枚)	標準価格 (円/箱)	2016 年 総合カタログ 掲載ページ
3500-384	384well,ローボリュームマイクロプレート(平底)	クリア	50	45,000	29,32
3504-384		白	50	47,500	29,32
3506-384		黒	50	47,500	29,32

3. 製品情報

- ① 寸法表 : 2016 年総合カタログ p27 に掲載
- ② 各ウエル容量は 20 μ L、ワーキングボリュームは 4~10 μ L

2016年5月吉日

角型培地ボトル【国産】追加発売のお知らせ

500mL、1000mL サイズに加え、30mL～250mL サイズを追加発売させていただきます。
またキャップとボトルネック部分をシュリンク包装した製品も発売開始いたします。

1. 販売開始時期：2016年4月20日より

2. 販売開始製品：

品種コード	品名	容量 (mL)	箱入数 (本)	標準価格 (円/箱)	2016年 総合カタログ 掲載ページ
CCMB-250	角型培地ボトル	250	60	52,800	75
CCMB-125		125	96	74,880	
CCMB-60		60	200	128,000	
CCMB-30		30	280	145,600	
CCMB-1000-S	角型培地ボトル	1000	24	28,560	
CCMB-500-S		500	48	48,000	
CCMB-250-S	キャップ・シュリンク包装	250	60	55,800	
CCMB-125-S		125	96	81,600	
CCMB-60-S		60	200	138,000	
CCMB-30-S		30	280	165,200	

材質：本体 PET / CAP 高密度ポリエチレン

3. 製品特長

- ① 放射線滅菌済み
- ② キャップ易開封性と高气密性の確保。
- ③ 細胞無毒性、ピロジェンフリー、非溶血性
- ④ 「日本薬局方プラスチック製水性注射容器」溶出試験、細胞毒性試験準拠。
- ⑤ 優れた耐久性・耐衝撃性、高ガスバリア性

2016年5月吉日

新製品販売予定

2016年総合カタログ掲載の組織培養用新製品の販売開始予定について

弊社 新・総合カタログに掲載されている新製品のうち、一部製品はまだ販売開始しておりません。
未発売の新製品につきましては、販売開始の準備が整い次第、改めてご案内させていただきます。
販売開始予定の新製品と販売開始時期については、別紙一覧表をご覧ください。

販売中止

プラスチックピペット 25mL(品種コード:7005-025)在庫限り販売中止のお知らせ

該当製品の安定供給に向け、数年前より海外製造委託先と調整を行ってまいりましたが、現時点におきましても納期改善の目途が立たない為、在庫限り販売中止とさせていただきます。

1. 販売中止対象製品と販売中止時期：

品種コード	品名	販売中止時期	2016年総合カタログ掲載ページ
7005-025	バナナピール プラスチック包装(個包装) プラスチックピペット 25mL	在庫限り販売中止	83

2. 代替え候補品

新製品オールプラスチック包装(個包装、ピールオープン)プラスチックピペット 5mL、10mL、25mLを5月中旬販売開始する予定です。販売準備が整い次第、ご案内させていただきます。

2016年5月吉日

2016年版 新総合カタログに掲載されている製品の発売時期について

掲載ページ	品種コード	製品名	標準価格(円/箱)	発売予定
28, 41	4420-800LP	EZ-BindShut II (タンパク低接着表面) マイクロプレート 96well(クリア), V底	24,000	2016年Q3
28, 41	4420-800SP	EZ-BindShutSP(タンパク低接着表面) マイクロプレート 96well(クリア), V底	お問い合わせ下さい	2016年Q4
29,30	3520-384	組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well ローボリューム(クリア), 平底	55,000	2016年7月中旬
29, 32	3500-384	アッセイプレート(中結合能) 384well ローボリューム(クリア), 平底	45,000	2016年4月20日
29, 32	3510-384	エライサプレート(高結合能) 384wellローボリューム(クリア), 平底	50,000	2016年6月中旬
29, 30	3524-384	組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well ローボリューム(ホワイト), 平底	57,500	2016年7月中旬
29, 32	3504-384	アッセイプレート(中結合能) 384well ローボリューム(ホワイト), 平底	47,500	2016年4月20日
29, 32	3514-384	エライサプレート(高結合能) 384wellローボリューム(ホワイト), 平底	52,500	2016年6月中旬
29, 30	3526-384	組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well ローボリューム(ブラック), 平底	57,500	2016年7月中旬
29, 32	3506-384	アッセイプレート(中結合能) 384well ローボリューム(ブラック), 平底	47,500	2016年4月20日
29, 32	3516-384	エライサプレート(高結合能) 384wellローボリューム(ブラック), 平底	52,500	2016年6月中旬
41	4810-800SP	EZ-BindShut SP(タンパク低接着表面) マイクロプレート 6well	お問い合わせ下さい	2016年Q4
41	4820-800SP	EZ-BindShut SP(タンパク低接着表面) マイクロプレート 24well	お問い合わせ下さい	
41	4860-800SP	EZ-BindShut SP(タンパク低接着表面) マイクロプレート 96well 平底	お問い合わせ下さい	
41	4870-800SP	EZ-BindShut SP(タンパク低接着表面) マイクロプレート 96well U底	お問い合わせ下さい	
41	4000-800SP	EZ-BindShut SP(タンパク低接着表面) ディッシュ35mm	お問い合わせ下さい	
41	4010-800SP	EZ-BindShut SP(タンパク低接着表面) ディッシュ60mm	お問い合わせ下さい	
41	4020-800SP	EZ-BindShut SP(タンパク低接着表面) ディッシュ100mm	お問い合わせ下さい	
53	5882-096	EZVIEWアッセイプレートLB(ガラスボトムプレート) マイクロプレート 96well	26,000	2016年Q3
53	5883-384	EZVIEWアッセイプレートLB(ガラスボトムプレート) マイクロプレート 384well	32,000	
75	CCMB-30	角型培地ボトル(国産)滅菌済, 30mL	145600	2016年4月20日
75	CCMB-60	角型培地ボトル(国産)滅菌済, 60mL	128000	
75	CCMB-125	角型培地ボトル(国産)滅菌済, 125mL	74880	
75	CCMB-250	角型培地ボトル(国産)滅菌済, 250mL	52800	
75	CCMB-30-S	角型培地ボトル(国産)滅菌済, シュリンク付き 30mL	165,200	
75	CCMB-60-S	角型培地ボトル(国産)滅菌済, シュリンク付き 60mL	138,000	
75	CCMB-125-S	角型培地ボトル(国産)滅菌済, シュリンク付き 125mL	81,600	
75	CCMB-250-S	角型培地ボトル(国産)滅菌済, シュリンク付き 250mL	55,800	
75	CCMB-500-S	角型培地ボトル(国産)滅菌済, シュリンク付き 500mL	48,000	
75	CCMB-1000-S	角型培地ボトル(国産)滅菌済, シュリンク付き 1000mL	28,560	
77	T310-1A	クライオジェニックバイアル1.2mL 自立U底(外ネジキャップ)	47,500	2016年Q3
77	T310-2A	クライオジェニックバイアル2.0mL 自立U底(外ネジキャップ)	47,500	
77	T310-5A	クライオジェニックバイアル5.0mL 自立U底(外ネジキャップ)	64,600	
77	T311-1	クライオジェニックバイアル1.2mL 自立U底(内ネジキャップ)	45,600	
77	T311-2	クライオジェニックバイアル5.0mL 自立U底(内ネジキャップ)	45,600	
77	T311-5	クライオジェニックバイアル1.2mL 自立U底(内ネジキャップ)	57,950	
77	T312-7	キャップインサート(クライオジェニックバイアル用)	2,700	
86	7103-005	プラスチックピペット5mL(オールプラスチック包装)	42,000	2016年5月中旬
86	7104-010	プラスチックピペット10mL(オールプラスチック包装)	44,800	
86	7105-025	プラスチックピペット25mL(オールプラスチック包装)	29,600	
99	2445-050	遠沈管50mL(印刷目盛付・バルク包装)ポリプロピレン製	16,600	2016年Q3