



IWAKIニュース

2016 No. 12

☆☆

ティッシュカルチャーコーナー

- EZVIEW® アッセイプレート販売開始のお知らせ
- 新・遠沈管 50mL(PP・バルク包装)販売開始のお知らせ
- プラスチックピペット 50mL(品種コード:7006-050)販売中止のお知らせ

ウエアコーナー

- フィンピペットF1 リニューアル発売のお知らせ

2016年12月吉日

テ | イ | ツ | シ | ユ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

販売開始

EZVIEW® アッセイプレート販売開始のお知らせ

ガラスボトムプレート EZVIEW®シリーズのアッセイ用 96well プレートを販売開始致します。

1. 販売開始時期 : 2016 年 11 月 4 日より

2. 販売開始製品:

品種コード	製品名	箱入数 (枚)	標準価格 (円/箱)	2016 年 総合カタログ 掲載ページ
5882-096	EZVIEW®アッセイプレート ガラスボトムプレート(96well)	10	26,000	53

(税抜価格)

3. 製品情報

- ① 寸法表 : 2016 年総合カタログ p27 に掲載
- ② 底面ガラス厚み : $175 \pm 20 \mu\text{m}$
- ③ ウエル間のクロストークを抑えた黒色ウエルです。
- ④ 顕微鏡と被観察物質の距離を短くなるように設計した Low Base デザインです。
- ⑤ 未滅菌品、5 枚/内袋のバルク包装品です。

2016年12月吉日

新・遠沈管 50mL (PP・バルク包装) 販売開始のお知らせ

大量にご使用のお客様に、従来品よりリーズナブルな価格の新シリーズ・遠沈管 50mL をご用意しました。

1. 販売開始時期 : 2016 年 11 月 4 日より

2. 販売開始製品:

品種コード	容量(mL)	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)	2016 年総合カタログ掲載ページ
2445-050	50	10	300	16,600	99

材質 : 本体 ポリプロピレン(PP) / CAP 高密度ポリエチレン(HDPE)

3. 製品情報

- ① タイトシール・スクリューキャップを採用。
- ② 白インク目盛り、書き込み用マーキングスポット付き。
- ③ エンドトキシンレベル <0.5EU/mL
- ④ DNase/RNase/Human DNA フリー
- ⑤ 遠心強度(参考値) 12,000g

販売中止

プラスチックピペット 50mL(品種コード:7006-050)販売中止のお知らせ

該当製品の安定供給に向け、数年前より海外製造委託先と調整を行ってまいりましたが、現時点におきましても納期改善の目途が立たない為、在庫限り販売中止とさせていただきます。

1. 販売中止対象製品と販売中止時期：

品種コード	品名	販売中止時期	2016年総合カタログ掲載ページ
7006-050	バナナピール プラスチック包装(個包装) プラスチックピペット 50mL	在庫限り販売中止	83

2. 代替候補品

高品質・リーズナブル価格でご好評頂いております 新製品オールプラスチック包装プラスチックピペット 5mL、10mL、25mL に続き、50mL ピペットサイズを来年1月に販売開始する予定です。

販売準備が整い次第、ご案内させていただきます。

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |

販売開始

フィンピペットF1 リニューアル発売のお知らせ

Thermo Fisher Scientific 社製フィンピペットF1が、リニューアル発売をご案内致します。

<対象品種・品種コード>

別添リストおよびリーフレットをご参照ください

- 2016 総合カタログ P277、P278 のフィンピペットF1全品種が対象となります。

リニューアル品は従来製品の末尾に N を付けた品種コードとなります。

例) 変更前品種コード DISP4641-010 ⇒ 変更後品種コード DISP4641-010N

<主な変更点>

- 容量設定方法 クリック音の無いサイレント方式に変更。従来の約半分の力で設定が可能。
- 操作性の向上 フィンガーレスト、イジェクトボタン、プッシュボタンの形状をリニューアル。滑り止め用のハンドルグリップ(シール)を標準付属。
- デザインカラー 白地にシルバーラインから白地にブルーラインに変更。
- 抗菌素材 抗菌処理無しに変更となります。

その他の仕様（容量精度・適合チップ・容量ロックシステム等）、ならびに標準価格・入数につきましての変更はございません。

Thermo Fisher Scientific 社の在庫が無くなり次第順次変更とさせていただきます。

2016年12月吉日

【フィンペットF1リニューアル品種一覧】

2016 総合カタログ P.276～P.278

(1/2)

●シングルチャンネル 容量可変式

品種コード	容量	可変量	カラーコード	適合フィンチップ	標準価格 税抜(円/本)
DISP4641-010N	0.2～2 μ L	0.002 μ L	ピンク	Flex10、10	¥41,400
DISP4641-020N	0.5～5 μ L	0.01 μ L	ピンク	Flex10、10	¥41,400
DISP4641-030N	1～10 μ L	0.02 μ L	ピンク	Flex10、10	¥41,400
DISP4641-040N	1～10 μ L	0.02 μ L	イエロー	Flex200、250Univ	¥41,400
DISP4641-060N	2～20 μ L	0.02 μ L	イエロー	Flex200、250Univ	¥36,500
DISP4641-140N	5～50 μ L	0.1 μ L	イエロー	Flex200、250Univ、200Ext	¥36,500
DISP4641-070N	10～100 μ L	0.2 μ L	イエロー	Flex200、250Univ、200Ext	¥36,500
DISP4641-080N	20～200 μ L	0.2 μ L	イエロー	Flex200、250Univ、200Ext	¥36,500
DISP4641-090N	30～300 μ L	1 μ L	オレンジ	Flex300、300	¥36,500
DISP4641-100N	100～1000 μ L	1 μ L	ブルー	Flex1000、1000	¥36,500
DISP4641-110N	0.5～5mL	0.01mL	グリーン	5mL	¥41,400
DISP4641-120N	1～10mL	0.02mL	レッド	10mL	¥45,900

●マルチチャンネル 容量可変式

品種コード	チャンネル数	容量	可変量	カラーコード	適合フィンチップ	標準価格 税抜(円/本)
DISP4661-000N	8	1～10 μ L	0.02 μ L	ピンク	Flex10、10	¥123,400
DISP4661-010N		5～50 μ L	0.1 μ L	イエロー	Flex200、250Univ、200Ext	¥123,400
DISP4661-020N		10～100 μ L	0.2 μ L	イエロー	Flex200、250Univ、200Ext	¥123,400
DISP4661-030N		30～300 μ L	1 μ L	オレンジ	Flex300、300	¥123,400
DISP4661-040N	12	1～10 μ L	0.02 μ L	ピンク	Flex10、10	¥140,700
DISP4661-050N		5～50 μ L	0.1 μ L	イエロー	Flex200、250Univ、200Ext	¥140,700
DISP4661-060N		10～100 μ L	0.2 μ L	イエロー	Flex200、250Univ、200Ext	¥140,700
DISP4661-070N		30～300 μ L	1 μ L	オレンジ	Flex300、300	¥140,700
DISP4661-080N	16	1～10 μ L	0.02 μ L	パープル	20、50	¥157,000
DISP4661-090N		5～50 μ L	0.1 μ L	ターコイズ	50	¥157,000

Thermo Fisher Scientific 社の在庫が無くなり次第順次変更とさせていただきます。

2016年12月吉日

【フィンピペットF1リニューアル品種一覧】

2016 総合カタログ P.276～P.278

(2/2)

●シングルチャンネル 容量固定式

品種コード	容量	適合フィンチップ	標準価格 税抜(円/本)
DISP4651-000N	1 μ L	Flex10、10	¥25,500
DISP4651-010N	5 μ L	Flex10、10	¥25,500
DISP4651-020N	10 μ L	Flex200、250Univ、200Ext	¥25,500
DISP4651-130N	20 μ L	Flex200、250Univ、200Ext	¥25,500
DISP4651-030N	25 μ L	Flex200、250Univ、200Ext	¥25,500
DISP4651-040N	50 μ L	Flex200、250Univ、200Ext	¥25,500
DISP4651-050N	100 μ L	Flex200、250Univ、200Ext	¥25,500
DISP4651-140N	200 μ L	Flex200、250Univ、200Ext	¥25,500
DISP4651-060N	250 μ L	Flex1000、1000、1000Ext	¥25,500
DISP4651-070N	500 μ L	Flex1000、1000、1000Ext	¥25,500
DISP4651-080N	1000 μ L	Flex1000、1000、1000Ext	¥25,500
DISP4651-090N	2000 μ L	5mL	¥25,500
DISP4651-100N	3000 μ L	5mL	¥25,500
DISP4651-110N	5000 μ L	5mL	¥25,500
DISP4651-120N	10000 μ L	10mL、Flex10mLExt	¥31,400

Thermo Fisher Scientific 社の在庫が無くなり次第順次変更とさせていただきます。