



IWAKIニュース

2017 No. 11



ティッシュカルチャーコーナー

- EZSPHERE®SP 追加品揃え品発売のお知らせ

2017年11月吉日

テ | イ | ツ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

販売開始

EZSPHERE®SP 追加品揃え品発売のお知らせ

EZSPHERE®製品のうち、特注のご要望が多い、下記品種をカタログ品として追加発売致します。

1. 販売開始時期 : 2017年10月20日より

2. 販売開始製品 :

品種コード	製品仕様	内袋 (枚/パック)	外箱 (枚/箱)	標準価格 (円/箱)
4000-905SP	EZSPHERE®SP コート 35mmDish、微細 well-905	1	10	45,000

<微細 well-905 について>

口径 約 1,400 μ m、深さ 約 600 μ m の EZSPHERE®微細 well 中、一番大きな微細 well サイズです。
大きめのスフェロイドの作製に使用頂けます。(スフェロイド形成は、細胞種や培養条件により異なります。)

2017年11月吉日