

テ | イ | ッ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

販売開始

新製品 EZ-BindShut®SP 追加発売のお知らせ

EZ-BindShut®製品の新シリーズ EZ-BindShut®SP 製品のうち、発売が遅れていた下記製品を販売開始致します。

1. 販売開始時期 : 2018年2月5日より販売開始

2. 販売開始対象製品:

品種コード	容器形状	内袋 (枚/パック)	外箱 (枚/箱)	標準価格 (円/箱)
4860-800SP	MP96(F底)	1	10	16,800

※EZ-BindShut®SP 製品は、AGCグループ独自のポリマーを用い、培養表面に細胞やタンパク質の吸着を最小限に抑える低接着コートを施しています。

2018年3月吉日

仕様変更

チャンバースライドⅡ製品のスライドガラス厚み変更のお知らせ

1. 変更内容：スライドガラス(ソーダ石灰ガラス)厚み

旧:0.8~1.0mm ⇒ 現: 0.9~1.2mm

2. 対象製品


品種コード	製品名
5702-001	チャンバースライドⅡ 1 チャンバー
5712-002	チャンバースライドⅡ 2 チャンバー
5722-004	チャンバースライドⅡ 4 チャンバー
5732-008	チャンバースライドⅡ 8 チャンバー
4702-010	コラーゲンⅠコート チャンバースライドⅡ 1 チャンバー
4712-010	コラーゲンⅠコート チャンバースライドⅡ 2 チャンバー
4722-010	コラーゲンⅠコート チャンバースライドⅡ 4 チャンバー
4732-010	コラーゲンⅠコート チャンバースライドⅡ 8 チャンバー
4702-040	ポリ-L-リジンコート チャンバースライドⅡ 1 チャンバー
4712-040	ポリ-L-リジンコート チャンバースライドⅡ 2 チャンバー
4722-040	ポリ-L-リジンコート チャンバースライドⅡ 4 チャンバー
4732-040	ポリ-L-リジンコート チャンバースライドⅡ 8 チャンバー

2018年3月吉日

東洋製罐グループホールディングス製品
角型培地ボトル【国産】仕様変更・品種コード変更のお知らせ

1. 製品仕様変更

品種コード CCMB-1000、1,000mL 培地ボトルの底部形状が変更になります。



胴部肉厚アップによるラベル貼り適性他向上を目的に、ボトル重量がアップします。(＋6g)

2. 包装仕様と品種コード変更

充填施設での清浄度保持を目的に、包装仕様が変更となります。それに伴い品種コードを変更致します。

容量	現・品種コード	新・品種コード	包装仕様変更点	変更時期
500ml	CCMB-500	CCMB-500N	ポリ袋2重→ポリ袋3重	在庫無くなり次第、変更
1000ml	CCMB-1000	CCMB-1000N	① 最内袋:ヒートシール ② 中間袋:結束バンド ③ 最外袋:折りたたみ	

2018年3月吉日

EZ-BindShut®SP 製品の有効期限延長表示についてのお知らせ

今般 EZ-BindShut®SP 製品について、順次有効期限延長の試験を行った結果、現行の有効期限を6か月以上過ぎても、その性能品質に変化がない事が確認できました。

これにより、今後弊社より出荷する対象製品の有効期限を改定させていただきます。

1. 当該製品の有効期限延長に伴う表示について

(1) 外箱表示

- 改定後の有効期限を表示しています。
- 「有効期限延長 201X年XX月」とのラベルが添付されています。
- 対象製品と各LOTの有効期限は、別紙をご参照下さい。

(2) 製品の包装ラベル

- 改定前の有効期限が表示されています。

※ 滅菌性の安全保持の為、製品ラベル貼替は行っていません。

2018年3月吉日

<EZ-BindShut®SP製品の有効期限延長 対象製品とロット番号リスト>

2018年3月

商品コード	品名	ロット番号	旧有効期限	改定後 有効期限
4000-800SP	EZ-BindShut® SP ディッシュ35mm	2791701	2018年4月	2018年10月
		2891701	2018年4月	2018年10月
		3521701	2018年6月	2018年12月
		0261801	2018年7月	2019年1月
4010-800SP	EZ-BindShut® SP ディッシュ60mm	2791701	2018年4月	2018年10月
		2851701	2018年4月	2018年10月
		2911701	2018年4月	2018年10月
		3491701	2018年6月	2018年12月
		3601701	2018年6月	2018年12月
		0101801	2018年7月	2019年1月
4020-800SP	EZ-BindShut® SP ディッシュ100mm	1991701	2018年1月	2018年7月
		2091701	2018年1月	2018年7月
		2221701	2018年2月	2018年8月
		2401701	2018年2月	2018年8月
		2471701	2018年3月	2018年9月
		2981701	2018年4月	2018年10月
		3211701	2018年5月	2018年11月
		3261701	2018年5月	2018年11月
4020-800SP-BPK	EZ-BindShut® SP ディッシュ100mm ビックパック(3月発売開始)	0161801	2018年7月	2019年1月
		0291801	2018年7月	2019年1月
		0321801	2018年8月	2019年2月
4420-800SP	EZ-BindShut® SP 96well(V底)マイクロプレート	2851701	2018年4月	2018年10月
		3321701	2018年5月	2018年11月
		3531701	2018年6月	2018年12月
4810-800SP	EZ-BindShut® SP 6wellマイクロプレート	1941701	2018年1月	2018年7月
		2541701	2018年3月	2018年9月
		2701701	2018年3月	2018年9月
		2711701	2018年3月	2018年9月
		3471701	2018年6月	2018年12月
		3541701	2018年6月	2018年12月
		3591701	2018年6月	2018年12月
		3621701	2018年6月	2018年12月
		0091801	2018年7月	2019年1月
		0121801	2018年7月	2019年1月
		0251801	2018年7月	2019年1月
		0311801	2018年7月	2019年1月
4820-800SP	EZ-BindShut® SP 24wellマイクロプレート	2681701	2018年3月	2018年9月
		2721701	2018年3月	2018年9月
		3251701	2018年5月	2018年11月
		3481701	2018年6月	2018年12月
		3551701	2018年6月	2018年12月
		0241801	2018年7月	2019年1月
4860-800SP	EZ-BindShut® SP 96well(F底)マイクロプレート	3281701	2018年5月	2018年11月
		3461701	2018年6月	2018年12月
		3561701	2018年6月	2018年12月
4870-800SP	EZ-BindShut® SP 96well(U底)マイクロプレート	1861701	2018年1月	2018年7月
		1871701	2018年1月	2018年7月
		1931701	2018年1月	2018年7月
		2001701	2018年1月	2018年7月
		2021701	2018年1月	2018年7月
		2081701	2018年1月	2018年7月
		2431701	2018年2月	2018年8月
		2491701	2018年3月	2018年9月
		2501701	2018年3月	2018年9月
		2511701	2018年3月	2018年9月
		2561701	2018年3月	2018年9月
		2571701	2018年3月	2018年9月
		2581701	2018年3月	2018年9月
		2981701	2018年4月	2018年10月
		3051701	2018年5月	2018年11月
		3061701	2018年5月	2018年11月
		3121701	2018年5月	2018年11月
		3181701	2018年5月	2018年11月
3201701	2018年5月	2018年11月		
3311701	2018年5月	2018年11月		