



IWAKIニュース

2019 No. 9



ティッシュカルチャーコーナー

- 100mL 遠沈管の製品箱変更と専用ラック添付廃止のお知らせ
- 遠沈管ラバーアダプター 1 品種 販売再開のお知らせ

ウェアコーナー

- バッフル付三角フラスコ(リム付) 300mL 原産国・入数変更のお知らせ

2019年9月吉日

テ	イ	ツ	シ	ユ	カ	ル	チ	ヤ	ー	コ	ー	ナ	ー
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

仕様変更

100mL 遠沈管の製品箱変更と専用ラック添付廃止のお知らせ

100mL 遠沈管の専用ラック添付を廃止致します。
これに伴い、箱サイズも変更になりますので、ご案内させていただきます。

1. 変更後製品の出荷開始時期 : 2019年10月1日弊社出荷分 より

2. 変更対象製品:

品種コード	品名	内袋入数(本)	箱入数(本)	標準価格(円/箱)	2018年総合カタログ掲載ページ
2355-100	遠沈管 100mL(バルク品)	5	100	20,000	100

- 専用ラックの同梱を廃止します。
- 価格や遠沈管本体の入数などは変更ございません。
- 製品箱サイズが変更となります。

<現行> 520×260×355(H) ⇒ <新> 520×260×310(H)

2019年9月吉日

販売開始

遠沈管ラバーアダプター 1 品種 販売再開のお知らせ

一時販売停止となっておりました 100mL 遠沈管用ラバーアダプターの販売を再開致します。

1. 販売再開時期 : 2019 年 8 月 5 日 より販売再開

2. 販売再開対象製品:

品種コード	遠沈管ラバーアダプター	2018 年総合カタ ログ掲載ページ
9355-100	遠沈管 100mL 用	100

※価格や入数などは変更ありません。

※25mL 遠沈管用、50mL 遠沈管用ラバーアダプターについては、5 月 22 日より販売再開しております。

3. 原材料の変更:

今までの原材料は、主成分であるアクリロニトリルブタジエンゴム(NBR)の他、可塑剤としてフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)が含まれていましたが、フタル酸ビスは、2019 年 7 月より RoHS 指令の対象物質に追加されるため、販売再開製品は、フタル酸ビスを含まない新原料へ変更しております。

主成分が NBR であることは変更ありません。

4. 注意事項:

添付 5 ページ目の遠沈管ラバーアダプターをご使用頂く際の注意事項を、ご参照ください。

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |

仕様変更

バッフル付三角フラスコ(リム付)300mL原産国・入数変更のお知らせ

バッフル付三角フラスコ(リム付)300mLの原産国・入数変更について、ご案内させていただきます。

【変更製品】

2018年版 カタログ掲載頁	品種コード	現入数	新入数
146	4551FK300R バッフル付三角フラスコ(リム付) 300mL	12	1

【変更点等】

- 原産国 : 日本 ⇒ INDONESIA (インドネシア)
- 入数 : 12pcs/ケース ⇒ 1pcs/ケース

品種コード、寸法規格、標準価格単価につきましての変更はございません。
日本製品は完売につき、即日変更とさせていただきます。

添付資料

＜遠沈管ラバーアダプターをご使用頂く際の注意事項＞

遠沈管ラバーアダプターは、遠心機ローターとの組み合わせにより、必要に応じご使用ください。

遠沈管ラバーアダプターの許容遠心強度(参考値)は、下記になります。

※遠沈管本体の許容遠心強度(参考値)と、遠沈管ラバーアダプターの許容遠心強度(参考値)は、異なりますので、ご注意ください。

品種コード	品名	許容遠心強度 (参考値)
9362-025	遠沈管 Mini(25mL)用 遠心アダプター	1,800×g
9330-050	遠沈管 50mL 用 遠心アダプター	4,500×g
9355-100	遠沈管 100mL 用 遠心アダプター	3,000×g

9362-025 は、9330-050 と組み合わせてご使用頂く事も可能です。

※許容遠心強度について

遠心力はご使用になる遠心機のローターにより異なります。必ずご使用前に予備試験を行ってください。