

テ | イ | ツ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

価格改定

TC 製品一部価格改定のお知らせ

一部 組織培養用プラスチック製品(ティッシュカルチャー製品、TC 製品)の標準価格を改定させていただきます。

1. 価格改定対象製品 : 62 品種 別添価格改定製品リストをご覧ください。
2. 価格改定時期 : 2021 年 4 月 1 日受注分より

2021年2月吉日

販売中止

2792-002 クライオジェニックバイアル在庫限り販売中止と、

9798-050 ワークステーション販売中止のお知らせ

クライオジェニックバイアルは、仕様変更を予定しております。

仕様変更に向け、製品在庫積み上げ・在庫調整を行っておりますが、下記品種は在庫が無くなりましたので、在庫限り販売中止をご案内させていただきます。またワークステーション(操作用ラック)につきましても販売中止とさせていただきます。

1. 販売中止時期 : 2792-002 在庫限り販売中止
9798-050 即日販売中止

2. 販売中止対象製品:

品種コード	品名、製品情報	2018年総合 カタログ掲載 ページ
2792-002	クライオジェニックバイアル、内ネジ 2mL	84
9798-050	セラムチューブワークステーション(操作用ラック)	85

3. 代替品について:

2782-002 (外ネジ、2mL)は、当面在庫がございます。代替品として、ご検討ください。

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |

価格改定

WARE 製品一部価格改定のお知らせ

一部 理化学実験用ガラス製品(WARE 製品)の標準価格を改定させていただきます。

1. 価格改定対象製品 :21 品種 別添価格改定製品リストをご覧ください。
2. 価格改定時期:2021 年 4 月 1 日より

2021年2月吉日

ご案内

バイアルキャップの製品特性につきまして

掲題の件、弊社 2018 年総合カタログの技術資料キャップの特性に記載されています内容の一部誤解を招く記載がありましたので、補足説明させていただきます。

【2018 年総合カタログ 384 ページ】技術資料 キャップの特性

補足情報

* 特性の耐薬品性につきましては、キャップ装着時の内容物に対する一般的な性質をご紹介します。
 接液部にパッキン(および PTFE ライナー)を使用しております製品は、その耐薬品性をご紹介しますものであり
 キャップ本体の耐薬品性をご紹介しますものではございませんのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、弊社までご相談ください。

バイアルキャップの製品特性

弊社のバイアルシリーズには5タイプの製品があり、それぞれ異なった製品特性を持っています。用途や使用目的に合わせてお選びください。

品種

品種コード	キャップ		対応機種	口元形状	耐熱	耐冷	特 性	
	材質	パッキング材質					耐酸・耐アルカリ	耐溶剤
9995CAP	ポリプロピレン		コレクションバイアル	ねじ	×	△	△	△
9994CAP	ポリエチレン	-	スナップバイアル	巻口	×	×	△	△
9996CAP	フェノール樹脂	合成ゴム	サンプルバイアル	ねじ	○	○	△	△
9998CAP	フェノール樹脂	スチレン ブタジエンゴム	スペシメンバイアル・その他	ねじ	○	○	○	△
9997CAP	ユリア	アルミ貼	シンチレーションバイアル	ねじ	×	○	△	○
9998CAPH	フェノール樹脂	シリコンゴム	その他	ねじ	○	○	△	△

耐酸・耐アルカリ

品名	強 酸	弱 酸	弱アルカリ	強アルカリ
9995CAP				
9994CAP				
9996CAP				
9998CAP				
9997CAP				
9998CAPH				

販売中止**リピット S 一部製品販売中止のお知らせ**

一部リピット S 製品を販売中止とさせていただきます。

1. 対象製品:

掲載ページ	品種コード	製品名
303	PS-BUNCHU2	リピット S(白, 本体)2mL
303	PS-B-BUNCHU1	リピット S(茶, 本体)1mL
303	PS-B-BUNCHU5	リピット S(茶, 本体)5mL
303	PS-B-BUNCHU25	リピット S(茶, 本体)25mL
303	PS-B-BUNCHU50	リピット S(茶, 本体)50mL
303	S-BUN-BT3800	リピット S 用びん(茶) 3800mL
304	PS-BUNCHU25S	リピット S(シリコン栓付, 白, 本体) 25mL
304	PS-BUNCHU50S	リピット S(シリコン栓付, 白, 本体) 50mL
304	PS-B-BUNCHU2S	リピット S(シリコン栓付, 茶, 本体) 2mL

2. 販売中止時期: 既に在庫がないため、即日販売中止とさせていただきます。

2021年2月吉日