

AGCテクノグラスは、明治16年創業の
岩城硝子製造所から135周年を迎えました

20%OFF

Vol.3

低接着表面培養容器 EZ-BindShut® SP

キャンペーン期間 **2018年8月21日(火) ~ 11月20日(火)**【ご注文まで】

1箱のご注文から、標準価格より20%OFFにてご提供します！是非この機会にご検討ください。
ご注文の際は、裏面のキャンペーン専用注文書にてお願いします。

■EZ-BindShut® SP シリーズ

EZ-BindShut® 製品は、AGCグループ独自のポリマーを用い、細胞やタンパク質の表面吸着・接着を最小限に抑える低接着コートを施しています。様々な細胞のスフェロイド形成・ES細胞の胚様体形成にご使用頂けます。

- 安全性試験データ取得済み
- 低溶出

E.O.G. 減菌済

品種コード	適用品種	内袋入数(個)	箱入数(個)	標準価格(円/箱)	キャンペーン価格(円/箱)
4810-800SP	マイクロプレート6well	1	10	16,800	13,440
4820-800SP	マイクロプレート24well	1	10	16,800	13,440
4860-800SP	マイクロプレート(平底)96well	1	10	16,800	13,440
4870-800SP	マイクロプレート(U底)96well	1	10	16,800	13,440
4420-800SP	マイクロプレート(V底)96well	1	10	24,000	19,200
4000-800SP	ディッシュ35mm	5	40	17,600	14,080
4010-800SP	ディッシュ60mm	5	40	23,760	19,000
4020-800SP	ディッシュ100mm	5	10	7,500	6,000



CHECK

- ① スフェロイド形成比較のご紹介
細胞低接着96wellプレート(U底)を用いた各社製品とのスフェロイド形成比較を掲載しています。
- ② BPK(ビッグパック)の販売開始
大量にご使用頂くお客様向けに、リーズナブルな価格で、使いやすいよう箱入数を設定した製品をご用意しております。

2018年IWAKI新総合カタログ41ページをご覧ください!!

新カタログ配布中、
販売店へご依頼ください。



さらに抽選で10名様にiwakiの食器をプレゼント!!

★キャンペーンにご注文いただくと、抽選で10名様にiwaki食器(3,000円相当)を差し上げます。
ご応募いただく方は裏面にて応募☑のご連絡をお願いします。



※プレゼント品のデザインは変わる可能性があります。

キャンペーン専用注文書

◎ 太線枠にご記入頂き、販売店へご依頼ください。

【ご注文日：2018年 月 日】

ご施設名		ご所属	
お名前		E-mail	@
ご住所	(〒 -)		
利用販売店	TEL : (支店・営業所) 担当名		

◎ ご購入いただく商品の数量をご記入ください。

No.	品種コード	現在ご使用のメーカーはどちらですか？	ご注文箱数	処理欄
1	4810-800SP	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
2	4820-800SP	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
3	4860-800SP	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
4	4870-800SP	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
5	4420-800SP	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
6	4000-800SP	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
7	4010-800SP	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
8	4020-800SP	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		

◎ 簡単なアンケートにお答えください。□に✓を入れてください。

- 今回のキャンペーンはどちらでお知りになりましたか？
 販売店の紹介 知り合いの研究者、他からの紹介 インターネット(IWAKIホームページを見て)
- EZ-BindShut[®] SPで使用される細胞種や用途は何でしょうか？(差支えない範囲で結構です)
 細胞種() 用途()

◎ プレゼントにご応募しますか？ □に✓を入れてください。

応募する 応募しない

- お一人様何回でもご応募できますが、当選は1回までとなります。
- ご連絡先のご記入に不足がある場合、無効とさせていただきます。
- 厳正な抽選の上、賞品の発送をもって、発表に代えさせていただきます。

【弊社使用欄】

得意先	納入先コード	摘要	出荷日

(注) 本注文書にご記入頂きましたお客様の個人情報は、プレゼント品の発送管理に用いる他、弊社営業担当または弊社販売店からの訪問情報として利用致します。

- 本キャンペーンリーフレットに記載されている標準価格は、2018年8月21日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しては、予告なく変更する場合がございます。
- 本キャンペーンリーフレットに記載の標準価格・キャンペーン価格等の表現は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しては、代理店・販売店へお見積をご依頼ください。

AGC AGCテクノグラス株式会社

コンシューマ本部 営業部 サイテック営業グループ

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-42-20

http://www.atgc.co.jp/div/rika/

TEL 03-5627-3832 FAX 03-5627-3837