



研究応援キャンペーン2022

細胞培養用ディッシュ

50%
OFF

安心、信頼、快適の

日本製

キャンペーン期間：2022年9月1日(木)～2022年11月30日(水)【ご注文まで】

2箱以上(どれでも)ご注文で、50%OFFにてご提供します!是非この機会にご検討ください。
ご注文の際は、裏面のキャンペーン専用注文書にてお願いします。

キャンペーン対象製品

IWAKI 組織培養用ディッシュ(付着性細胞用)

ディッシュ35mm・60mm・100mm・150mmの4種類
(ディッシュ名称は、通称です。実際の直径は異なります。)

組織培養用ディッシュ(付着性細胞用)は、培養面に特殊表面処理を施すことにより、優れた細胞接着性を実現しています。



IWAKIの細胞培養用ディッシュは、使いやすい!

その1 | 持ちやすい

容器の直径が小さく持ちにくい35mm・60mmディッシュも、直径が大きく蓋をつかみにくい150mmディッシュも、IWAKI品は取り扱いやすい形状に工夫されています。

- 35mm・60mmディッシュは本体と蓋との段差を少なくし、掴みやすい形状にしています。




35mm・60mmディッシュ側面

その2 | パック入数


35mm・60mm・100mmディッシュは、1パック10枚入り、150mmディッシュは、1パック5枚入りです。
1回の実験で使い切りやすいパック入数にしています。

- 150mmディッシュの蓋は突起が付いているので、小さな手の方でも、掴みやすい形状になっています。



その3 | 培養面

細胞培養面は、傷が少なく、平滑性にも優れています。
顕微鏡観察しやすいキレイな鏡面仕上げになっています。



培養面の顕微鏡写真 ×100

ノンピロジェニック

放射線滅菌済

| No. | 品種コード | 製品名 | 培養面積 (cm ²) | 推奨培地量 (mL) | 内袋入数 (個) | 箱入数 (個) | 標準価格 (円/箱) | キャンペーン価格 (円/箱) |
|-----|----------|-------------------------|-------------------------|------------|----------|---------|------------|----------------|
| 1 | 3000-035 | 組織培養用ディッシュ(付着性細胞用)35mm | 9 | 1.8~2.7 | 10 | 300 | 18,200 | 9,100 |
| 2 | 3010-060 | 組織培養用ディッシュ(付着性細胞用)60mm | 21 | 4.2~6.3 | 10 | 300 | 22,500 | 11,250 |
| 3 | 3020-100 | 組織培養用ディッシュ(付着性細胞用)100mm | 55 | 11~16.5 | 10 | 300 | 46,900 | 23,450 |
| 4 | 3030-150 | 組織培養用ディッシュ(付着性細胞用)150mm | 148 | 29.6~44.4 | 5 | 60 | 22,500 | 11,250 |

材質：ポリスチレン ※寸法等、製品仕様の値は、おおよその目安を表す概略数値です。

日本製

IWAKI ブランドのキャラクター・イルカです。
IWAKI ブランドのティッシュカルチャー製品は、静岡本社工場(※)で製造しています。(※一部製品は除く)



◎キャンペーンご注文時、裏面の簡単なアンケートにお答えいただくと、抽選で、10名様へiwakiの食器をプレゼント!



キャンペーン専用注文書 (2022年9月1日～2022年11月30日)

◎ 太線枠にご記入頂き、販売店へご依頼ください。

お客様による自筆ご注文 販売店による代筆ご注文

【ご注文日：2022 年 月 日】

| | | | |
|-------|--------|----------|-------|
| ご施設名 | | ご所属 | |
| お名前 | | TEL | () - |
| ご住所 | (〒 -) | | |
| 利用販売店 | | (支店・営業所) | 担当名 |

◎ ご注文の合計が、2箱以上になるように数量をご記入ください。

| No. | 品種コード | 細胞培養用ディッシュについて、現在ご使用のメーカーはどちらですか？ | ご注文箱数 | 処理欄 |
|-----|----------|-----------------------------------|-------|-----|
| 1 | 3000-035 | IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う | | |
| 2 | 3010-060 | IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う | | |
| 3 | 3020-100 | IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う | | |
| 4 | 3030-150 | IWAKI・その他(メーカー名)・初めて使う | | |
| 合計 | | | | |

◎ 簡単なアンケートにお答えください。にを入れてください。(お客様による回答をお願いします。)

① 今回のキャンペーンはどちらでお知りになりましたか？

- 販売店の紹介 知り合いの研究者、他からの紹介 インターネット (IWAKIホームページ)
 インターネット (IWAKI以外のホームページ 具体的に…)

② 弊社製品 (IWAKI) を継続使用頂いているお客様へお伺いします。弊社製品をご使用頂いている理由は？ (2項目まで選択可能)

- 納期が早い 販売店の奨め 日本製で安心 品質が良い 価格が安い
 その他 ()

③ 今回初めて、弊社製品 (IWAKI) をご購入頂くお客様へお伺いします。今回ご注文された理由は？ (2項目まで選択可能)

- 他のIWAKI製品を使用中で、品質が良い キャンペーンで価格が安い 日本製で安心 販売店の奨め
 現在、使用中の製品に不満 (価格・品質・納期) その他 ()

④ 弊社製品 (IWAKI) 以外で、ご使用中の細胞培養用ディッシュのメーカーは？ (複数選択可能)

- Corning Falcon グライナー 住友ベークライト
 ThermoScientific・Nunc ビオラモ (アズワン) その他 ()

◎ プレゼント抽選応募について (応募される場合は、にを入れ、E-mailアドレスをご記入ください。当選時にご連絡させていただきます。)

プレゼント抽選に応募する

E-mailアドレス： _____

- お一人様何回でもご応募できますが、当選は1回までとなります。
- お名前・ご連絡先等のご記入に不足がある場合、無効とさせていただきます。
- 厳正な抽選の上、賞品の発送をもって、発表に代えさせていただきます。

【弊社使用欄】

| 得意先 | 納入先 | 摘要 | 出荷日 |
|-----|-----|----|-----|
| | | | |

(注) 本注文書にご記入頂きましたお客様の個人情報は、弊社営業担当または弊社販売店からの訪問情報として利用致します。

- 本キャンペーンリーフレットに記載されている標準価格は、2022年9月1日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しては、予告なく変更する場合がございます。
- 本キャンペーンリーフレットに記載の標準価格・キャンペーン価格等の表現は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しては、代理店・販売店へお見積をご依頼ください。