



# Let's Try! IWAKI

## キャンペーン2019



第2弾

# IWAKI

## ガラス遠心沈澱管

35% OFF

キャンペーン期間 2019年8月1日(木)～2019年10月31日(木)【ご注文分まで】

遠心沈澱管を1外箱からのご注文で、**35%OFF**にてご提供します! 是非この機会にご検討ください。  
ご注文の際は、裏面のキャンペーン専用注文書にてお願いします。

※製品によっては、納期をお待ち頂く場合があります。

CHECK

ご使用中のガラス製品は、  
定期的な点検をお願いします。  
キズ・ワレ・カケはありませんか?

### 遠心沈澱管

- 本体材質は、IWAKI CTE33 (JIS R3503 ホウケイ酸ガラス-1に準拠) です。
- 遠心沈澱管は、使用前にキズのないことを確認し、1,000×g以下でご使用ください。
- 茶色は、外表面にのみシルバーステイン処理を行っています。

#### ■ ネジ付キャップ付タイプ

No.	品種コード	色	容量 (mL)	底形状	一目盛 (mL)	直径×長さ (mm)	キャップNo.	箱入数 (本)	標準価格 (円/箱)	キャンペーン価格 (円/箱)	
1	8062CTF10	白	10	円錐	—	16.5×105	415-15	50	29,000	18,850	
2	8422CTF30	白	30	丸底	—	28×105	410-24	10	12,100	7,870	
3	8422CTF50	白	50	丸底	—	35×105	410-28	10	15,700	10,210	
目盛付	4	8482CTF10	白	10	丸底	0.2	16.5×105	415-15	50	31,500	20,480
目盛付	5	8482CTF50	白	50	丸底	1	35×105	410-28	10	19,200	12,480
6	58422CTF10	茶	10	丸底	—	16.5×105	415-15	50	39,500	25,680	
7	58422CTF30	茶	30	丸底	—	28×105	410-24	10	17,400	11,310	
8	58422CTF50	茶	50	丸底	—	35×105	410-28	10	25,700	16,710	

キャップ: PTFEライナー付キャップ(9998CAP\*\*\*-\*\*)

#### ■ 共栓付タイプ

No.	品種コード	色	容量 (mL)	底形状	一目盛 (mL)	直径×長さ (mm)	栓	箱入数 (本)	標準価格 (円/箱)	キャンペーン価格 (円/箱)	
9	8064CTF10	白	10	円錐	—	16.5×100	¥14/10	50	68,500	44,530	
目盛付	10	8084CTF10	白	10	円錐	0.2	16.5×100	¥14/10	50	73,500	47,780
11	8424CTF10	白	10	丸底	—	16.5×100	¥14/10	50	65,000	42,250	
12	8424CTF50	白	50	丸底	—	35×96	¥24/12	10	27,200	17,680	
目盛付	13	8484CTF10	白	10	丸底	0.2	16.5×100	¥14/10	50	71,000	46,150
目盛付	14	8484CTF50	白	50	丸底	1	35×96	¥24/12	10	28,400	18,460
15	58064CTF10	茶	10	円錐	—	16.5×100	¥14/10	50	77,500	50,380	
16	58424CTF50	茶	50	丸底	—	35×96	¥24/12	10	32,200	20,930	

#### ■ 栓なしタイプ

No.	品種コード	色	容量 (mL)	底形状	一目盛 (mL)	直径×長さ (mm)	タイプ	箱入数 (本)	標準価格 (円/箱)	キャンペーン価格 (円/箱)
17	8540CTF50	白	50	丸底	—	35×100	—	10	9,000	5,850
18	8550CTF50	白	50	丸底	—	35×105	肉厚	10	10,000	6,500

注意 ガラス製品の取り扱いには充分ご注意ください。使用前に点検し、キズ・カケのある物は使用しないでください。



8422CTF

58422CTF




8064CTF

8424CTF



左: 8540CTF 右: 8550CTF

本キャンペーン対象の遠心沈澱管は一部品種のみとなっております。その他の品揃えについては、**IWAKI**カタログ最新版にてご確認ください。なお、その他の品種はキャンペーン対象外となります。



## キャンペーン専用注文書 (2019年8月1日～2019年10月31日)

◎ 太線枠にご記入頂き、販売店へご依頼ください。

お客様による自筆ご注文  販売店による代筆ご注文

【ご注文日：2019 年 月 日】

ご施設名		ご所属	
お名前		TEL	( ) -
ご住所	(〒 - )		
利用販売店	(支店・営業所) 担当名		

◎ ご注文数量をご記入ください。

No.	品種コード	現在ご使用のメーカーはどちらですか?	ご注文箱数	処理欄
1	8062CTF10	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
2	8422CTF30	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
3	8422CTF50	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
4	8482CTF10	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
5	8482CTF50	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
6	58422CTF10	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
7	58422CTF30	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
8	58422CTF50	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
9	8064CTF10	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
10	8084CTF10	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
11	8424CTF10	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
12	8424CTF50	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
13	8484CTF10	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
14	8484CTF50	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
15	58064CTF10	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
16	58424CTF50	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
17	8540CTF50	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
18	8550CTF50	IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
合計				

◎ 簡単なアンケートにお答えください。□に✓を入れてください。

● 今回のキャンペーンはどちらでお知りになりましたか?

販売店の紹介  知り合いの研究者、他からの紹介  インターネット (IWAKIホームページを見て)

【弊社使用欄】

得意先	納入先コード	摘要	出荷日

(注)本注文書にご記入頂きましたお客様の個人情報は、弊社営業担当または弊社販売店からの訪問情報として利用致します。

●本キャンペーンリーフレットに記載されている標準価格は、2019年8月1日現在のメーカー希望小売価格を示します。

消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しては、予告なく変更する場合がございます。

●本キャンペーンリーフレットに記載の標準価格・キャンペーン価格等の表現は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。

実際の納入価格に関しましては、代理店・販売店へお見積をご依頼ください。