



IWAKI

キャンペーン・リレー2020

2nd.

IWAKI Campaign Relay 2020



ガラス体積計・メスフラスコ

40% OFF

キャンペーン期間 2020年10月1日(木)～2020年12月28日(月)【ご注文分まで】

5箱以上(どれでも組み合わせ自由)ご注文で、40%OFFにてご提供します!是非この機会にご検討ください。ご注文の際は、裏面のキャンペーン専用注文書にてお願いします。

■素材: IWAKI CTE33 (JIS-R3503ホウケイ酸ガラス-1)

NEWスタンダード

JISクラスA許容誤差をクリア*

※JISに規定のある許容のみ

A JIS A 100 ml AGC IWAKI CTE33 TC 20°C ± 0.1 ml 13 MADE IN JAPAN CL F51

NEWエクセレント

NEWスタンダードより高精度

A 100 ml AGC IWAKI CTE33 TC 20°C ± 0.08 ml 13 MADE IN JAPAN CL F51



5640FK***S



55640FK***S

■個包装: 1個入りの箱に、本体と栓を分けて梱包しています。

■ガラス体積計のトレサビリティについて:

掲載の製品について、トレサビリティ、社内検査成績書の対象となります。

ガラス体積計のトレサビリティについては、IWAKI総合カタログをご覧ください。

	容量 (mL)	許容誤差 (mL)	JIS クラス	栓	白			茶		
					品種コード	標準価格	キャンペーン価格	品種コード	標準価格	キャンペーン価格
NEW スタンダード	5	±0.025	A	㉑	5640FK5S	2,060	1,240	55640FK5S	3,110	1,870
	10	±0.025	A	㉑	5640FK10S	2,060	1,240	55640FK10S	3,110	1,870
	20	±0.04	A	㉑	5640FK20S	2,060	1,240	55640FK20S	3,280	1,970
	25	±0.04	A	㉑	5640FK25S	2,060	1,240	55640FK25S	3,280	1,970
	50	±0.06	A	㉓	5640FK50S	2,060	1,240	55640FK50S	3,450	2,070
	100	±0.1	A	㉓	5640FK100S	2,210	1,330	55640FK100S	3,850	2,310
	200	±0.15	A	㉔	5640FK200S	2,900	1,740	55640FK200S	5,250	3,150
	250	±0.15	A	㉔	5640FK250S	3,430	2,060	55640FK250S	5,460	3,280
	500	±0.25	A	㉕	5640FK500S	3,850	2,310	55640FK500S	7,010	4,210
	1,000	±0.4	A	㉖	5640FK1000S	4,680	2,810	55640FK1000S	7,640	4,590
	2,000	±0.6	A	㉗	5640FK2000SR	12,760	7,660	55640FK2000SR	15,890	9,540
NEW エクセレント	10	*±0.02	A	㉑	5640FK10E	2,320	1,400	55640FK10E	3,550	2,130
	20	±0.03	A	㉑	5640FK20E	2,320	1,400	55640FK20E	3,800	2,280
	25	*±0.03	A	㉑	5640FK25E	2,320	1,400	55640FK25E	3,800	2,280
	50	*±0.05	A	㉓	5640FK50E	2,320	1,400	55640FK50E	3,980	2,390
	100	*±0.08	A	㉓	5640FK100E	2,500	1,500	55640FK100E	4,330	2,600
	200	±0.1	A	㉔	5640FK200E	3,220	1,940	55640FK200E	5,850	3,510
	250	*±0.12	A	㉔	5640FK250E	3,880	2,330	55640FK250E	6,180	3,710
	500	*±0.15	A	㉕	5640FK500E	4,330	2,600	55640FK500E	7,950	4,770
	1,000	*±0.3	A	㉖	5640FK1000E	5,290	3,180	55640FK1000E	8,590	5,160

*印の製品はUSP規格と同等の精度としています。

茶は、外表面にのみシルバーステイン処理を行っています。

注意: ガラス製品の取り扱いには充分お気を付けてください。なお、使用に関しては、弊社ホームページの技術資料「ガラス製品を安全に使用するために」をご覧ください。

キャンペーン専用注文書 (2020年10月1日～2020年12月28日)

◎ 太線枠にご記入頂き、販売店へご依頼ください。

お客様による自筆ご注文

販売店による代筆ご注文

【ご注文日：2020年 月 日】

ご施設名		ご所属	
お名前		TEL () -	
ご住所	(〒 -)		
利用販売店	(支店・営業所) 担当名		

◎ ご注文の合計が、5外箱以上になるように数量をご記入ください。

No.	品種コード	現在ご使用のメーカーはどちらですか？	ご注文箱数	処理欄
1		IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
2		IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
3		IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
4		IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
5		IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
6		IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
7		IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
8		IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
9		IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
10		IWAKI・その他(メーカー名)・初回購入		
合計				

◎ 簡単なアンケートにお答えください。□に✓を入れてください。

● 今回のキャンペーンはどちらでお知りになりましたか？

販売店の紹介

知り合いの研究者、他からの紹介

インターネット (IWAKIホームページを見て)

● 従来、本製品をお選びになる際の優先事項はなんですか？

メーカー・ブランド

品質

価格

その他 ()

【弊社使用欄】

得意先	納入先コード	摘要	出荷日

(注) 本注文書にご記入頂きましたお客様の個人情報は、弊社営業担当または弊社販売店からの訪問情報として利用致します。

● 本キャンペーンリーフレットに記載されている標準価格は、2020年10月1日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しては、予告なく変更する場合がございます。

● 本キャンペーンリーフレットに記載の標準価格・キャンペーン価格等の表現は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しましては、代理店・販売店へお見積をご依頼ください。